

PVC/PP Fume Hood 내산용 흡후드, 상/하 일체형

- 내산성 PVC/PP 재질로 제작되어 산, 알칼리 실험시 부식 되지 않음
- 내약품성, 내부식성을 요하는 장소에 설치
- 하부 캐비닛을 내산성 약품 보관함으로 적합
- N₂, Air 및 Water Valve 장착
- 상하 슬라이드 Type Door (Clear PVC 5T)
- 산 정화 장치인 PVC 스크러버와 같이 사용됨
- 요청에 의해 All PVC 재질의 제품도 공급 가능
- LK Labkorea

PVC/PP 내산성 후드, 기본형

배송비 별도

| Cat. No. | Model | External Size, wxdxh | EA Price ₩ |
|-------------|---------|----------------------|------------|
| H02-293-212 | PHF1200 | 1200×800×2200 mm | 6,160,000 |
| H02-293-214 | PHF1500 | 1500×800×2200mm | 6,460,000 |
| H02-293-216 | PHF1800 | 1800×800×2200mm | 6,770,000 |

* 요청에 의해 상/하 분리형 타입으로도 공급 가능

PVC/PP 내산성 후드, 하부 배기형

배송비 별도

| Cat. No. | Model | External Size, wxdxh | EA Price ₩ |
|-------------|---------|----------------------|------------|
| H02-293-232 | PHV1200 | 1200×800×2200 mm | 6,160,000 |
| H02-293-234 | PHV1500 | 1500×800×2200mm | 6,460,000 |
| H02-293-236 | PHV1800 | 1800×800×2200mm | 6,770,000 |

공통규격

| | |
|-----------|---|
| Material | White PP (External 8T, Internal 5~10T, Work Top 10T), Clear PVC 5T (Door) |
| Valve | Air & Gas Valve (좌측), Water Valve (우측) 각 1ea |
| Cup Sink | 1ea (우측), White PP |
| Duct Size | ∅250 mm, PVC Pipe (사이즈 변경 요청 가능) |
| Lamp | LED Lamp 1ea (20 W) |
| Switch | Lamp Switch 1ea, Blower Switch 1ea |
| Concent | 220 V×4ea (110V 콘센트 Option) |

상세규격

| Type | 기본형 / 하부 배기형 | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Model | PHF1200 / PHV1200 | PHF1500 / PHV1500 | PHF1800 / PHV1800 |
| 외부 Size, w×d×h, mm | 1200×800×2200 | 1500×800×2200 | 1800×800×2200 |
| 내부 Size, w×d×h, mm | 985×610×1100 | 1285×610×1100 | 1585×610×1100 |



기본형



하부 배기형

PVC Web Scrubber PVC 스크러버, 산 정화 장치

배송비 별도

| Cat. No. | Model | External Size, wxdxh | Capacity | EA Price ₩ |
|-------------|---------|----------------------|----------|------------|
| H02-293-281 | PSC0800 | 800×800×2200 mm | Hood 1대 | 9,780,000 |
| H02-293-283 | PSC1000 | 1000×800×2200mm | Hood 2대 | 11,280,000 |

- 내산성 흡후드 등 산성 또는 알칼리성 가스가 배출되는 설비와 같이 사용
- Acid, Alkali 등 부식성 가스를 정화시켜 배출시키는 장치, 유해성 가스 정화
- 배출가스 성분에 따른 중화 약품을 투입하여 정화 (pH Meter 내장)
- PP Ring Filter, PP Mesh Type Demister 기본 포함
- Magnetic Pump 이용 Water 분사
- Scrubber 하단에 설치된 PVC Tank를 중화액의 저장탱크로 이용
- LK Labkorea

| Model | PSC0800 | PSC1000 |
|--------------------|---|-----------------|
| 외부 Size, wxdxh | 800×800×2200 mm | 1000×800×2200mm |
| Material | White PVC (Internal/External 8T, Tank 5~8T) | |
| Circulation Pump | Magnetic Pump, 1/3HP (220V, 단상) | |
| Water Level Gauge | Clear PVC | |
| Filter | PP Ring 충전 | |
| Water Spray Nozzel | PVC Nozzel, 6 mm | |
| Water Drain Line | PVC Pipe | |
| Demister | PP, Mesh Type | |
| Duct Size | ∅250 mm, PVC Pipe (요청에 의해 사이즈 변경 가능) | |
| pH Indicator | Yes (포함) | |

