

PVC/PP Walk-in Hood 내산용 워크인 후드, 좌/우 슬라이딩 도어

배송비 별도

Cat. No.	Model	External Size, wxdxh	EA Price ₩
H02-293-251	PHW1500	1500×1000×2400 mm	6,770,000
H02-293-253	PHW1800	1800×1000×2400 mm	7,530,000
H02-293-255	PHW2100	2100×1000×2400 mm	8,270,000
H02-293-257	PHW2400	2400×1000×2400 mm	9,030,000

- 내산성 PVC/PP 재질로 제작되어 산, 알칼리 실험시 부식 되지 않음
- 내약품성, 내부식성을 요하는 장소에 설치
- N₂, Air Valve 장착 (Water Valve & Cup Sink Option)
- 좌/우 슬라이드 Type Door (Clear PVC 5T)
- 산 정화 장치인 PVC 스크러버와 같이 사용됨
- 요청에 의해 All PVC 재질의 제품도 공급 가능
- LK Labkorea

공통규격

Material	White PP (External 8T, Internal 5~10T), Clear PVC 5T (Door)
Valve	Air & Gas Valve (좌측) 각 1ea
Duct Size	Ø250 mm, PVC Pipe (요청에 의해 사이즈 변경 가능)
Lamp	LED Lamp 1ea (20 W), Clear PVC 커버 포함
Switch	Lamp Switch 1ea, Blower Switch 1ea
Concent	220 V×4ea (110V 콘센트 Option)

상세규격

Model	PHW1500	PHW1800	PHW2100	PHW2400
외부 Size, w×d×h, mm	1500×1000×2400	1800×1000×2400	2100×1000×2400	2400×1000×2400
내부 Size, w×d×h, mm	1285×810×1800	1585×810×1800	1885×810×1800	2185×810×1800



PVC/PP Table Top Hood 내산용 테이블 탑 후드

배송비 별도

Cat. No.	Model	External Size, wxdxh	EA Price ₩
H02-293-241	PHC1200	1200×800×1600 mm	6,160,000
H02-293-243	PHC1500	1500×800×1600mm	6,460,000
H02-293-245	PHC1800	1800×800×1600mm	6,770,000

- 내산성 PVC/PP 재질로 제작되어 산, 알칼리 실험시 부식이 되지 않음
- 내약품성, 내부식성을 요하는 장소에 설치
- 하부 테이블은 별도 구매해야함
- N₂, Air Valve 요청에 의해 장착 가능 (Option)
- 상하 슬라이드 Type Door (Clear PVC 5T)
- 산 정화 장치인 PVC 스크러버와 같이 사용됨
- 요청에 의해 All PVC 재질의 제품도 공급 가능
- LK Labkorea

공통규격

Material	White PP (External 8T, Internal 5~10T, Work Top 10T), Clear PVC 5T (Door)
Valve	Air & Gas Valve (Option)
Duct Size	Ø250 mm, PVC Pipe (요청에 의해 사이즈 변경 가능)
Lamp	LED Lamp 1ea (20W), Clear PVC 커버 포함
Switch	Lamp Switch 1ea, Blower Switch 1ea
Concent	220 V×4ea (110 V 콘센트 Option)

상세규격

Model	PHC1200	PHC1500	PHC1800
외부 Size, w×d×h, mm	1200×800×1600	1500×800×1600	1800×800×1600
내부 Size, w×d×h, mm	985×610×1100	1285×610×1100	1585×610×1100

