

Ductless Fume Hood 필터식 후드, 필터 포함


배송비 별도

Cat. No.	Model	Size	Filter	EA Price ₩
F09-138-200	NF800	w800 mm	2 ea	6,805,400
F09-138-210	NF1000	w1000 mm		7,560,400
F09-138-220	NF1300	w1300 mm	4 ea	9,535,200
F09-138-230	NF1600	w1600 mm	6 ea	15,287,700
F09-138-240	NF1800	w1800 mm	8 ea	15,693,500

- 덕트를 사용하지 않고 필터를 통해 후드 내부 및 실험실의 오염물질들을 안전하게 정화 (냄새/화학물질/분진)
- Organic Chemical용 필터 기본 장착
- 주문시 필터 타입 변경 가능하며, Type이 다른 필터를 조합하여 사용가능
- 기본 Worktop (상판) 재질 : Chemical Resistant Black Epoxy Resin
- 문 열릴 시 0.4 ~ 0.6 m/s 표면 안전 유속 유지
- 디스플레이 창을 통해 현재 상태 안내 : Fan 스피드 / 필터 배출 농도 / 내부 공기 상태 / 내부 온도
- 필터에서 배출 되는 공기의 Chemical 의 농도를 실시간으로 보여 줌으로써 필터 교체 여부를 알 수 있음 (검출 한계는 0.1ppm 이지만 환경에 대한 고객의 다양한 요구 사항에 따라 경보 값을 설정할 수 있음)
- Fan 스피드 조절 가능 : 최상의 흡착 효과와 안전성을 보장하려면 팬의 속도를 적절하게 조절 해야함
- Chemical 종류에 따른 다양한 필터 : Organic chemical / Acid / Amonia / Formaldehyde
- HEFA filter 장착 가능
- 600여 종 이상의 다양한 화학물질 필터링
- Metallic Rolling Cart 기본 포함
- Hua Feng

Filter for Ductless Fume Hood

Cat. No.	Model	Filter Type	EA Price ₩
F09-138-710	HF4YJ	Filter Organic Chemical	502,200
F09-138-720	HF4TY	Filter Acid Chemical	542,800
F09-138-730	HF4FM	Filter Formaldehyde	602,500
F09-138-740	HF4AM	Filter Amonia	578,600
F09-138-750	HF4HP	HEPA Filter	542,800



Cat. No.		F09-138-200	F09-138-210	F09-138-220	F09-138-230	F09-138-240
Model		NF800	NF1000	NF1300	NF1600	NF1800
Hood Size	Internal, w x d x h, mm	786 × 560 × 760	986 × 560 × 760	1286 × 690 × 760	1586 × 690 × 760	1786 × 690 × 760
	External, w x d x h, mm	800 × 620 × 1350	1000 × 620 × 1350	1300 × 790 × 1502	1600 × 790 × 1502	1800 × 790 × 1502
전체 External Size		800 × 620 × 2180	1000 × 620 × 2180	1300 × 790 × 2332	1600 × 790 × 2332	1800 × 790 × 2332
Filter	Modular	1	2	3	4	4
	Number	2	4	6	8	8
Air Flow		240 m3/h	480 m3/h	720 m3/h	960 m3/h	960 m3/h
Surface Wind Speed		0.4 ~ 0.6 m/s				
Fan 수		1	2	3	4	4
Power		220V, 60Hz				
Monitor		Temperature / Filter / Fan / Laboratory Room / Long distance				

Compact Arm Hood, Ductless 소형 필터식 암 후드

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
H02-234-425	L-BVX101	Combined HEPA / Carbon Filter	1,300,000
H02-234-435	L-BVX103	Deep Bed Carbon Filter	1,380,000

- 구성 : 본체, Arm, Adapter, Main & Prefilter
- 작업형태에 따라 Plenum이나 Arm Type으로 변형 가능
- "HEPA / Carbon" Type은 주로 분진 및 납연기 제거
- "Carbon" Type은 냄새제거나 Light Dudy Organic Solvent 제거용
- 크기가 작아 이동이 간편하고 공간 절약형
- 정압 (1250 Pa), 풍량 (110 m³/h), 소음 (<550 dB A)
- LK Labkorea

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
H02-234-666	CAM-FM	Combined HEPA / Carbon Filter	343,400
H02-234-672	CAM-FG	Deep Bed Carbon Filter	289,200
H02-234-678	CAM-FP	Prefilter, 5/pk	144,600

