

## Arm Hood, Alsident® System 75 다관절 암 후드, 3관절

- 작업 중 발생하는 오염 물질에 대한 흡 배기용
- 관 지름은 Ø75 mm이며, 80 ~ 185 m<sup>3</sup>/h 사이의 유량에 적합
- 구성 : 암, 후드, Bracket & Column을 개별적으로 선택하여 설치
- Bracket 및 Column은 설치 위치에 따라 맞는 제품을 선정하여야 함
- 설치비는 별도이며, 암 후드 개별 파트에 대한 단가임
- LK Labkorea

### 내화학성 White PP Arm Only

Cat. No.	Model	길이	EA Price ₩
H02-260-211	75-5545-3-7-5	1060 mm	553,100
H02-260-214	75-6555-3-7-5	1230 mm	632,600
H02-260-217	75-9065-3-7-5	1550 mm	673,500

- 화학점 흡과 같은 내화학성이 필요한 작업 환경

### 일반 작업용 Aluminum Arm Only

Cat. No.	Model	길이	EA Price ₩
H02-260-221	75-5545-3-5	1060 mm	520,500
H02-260-224	75-6555-3-5	1230 mm	592,800
H02-260-227	75-9065-3-5	1550 mm	632,600

- 대부분의 작업 공정, 내화학성이나 전도성이 필요 없는 작업 환경

### 흡입 팬 및 Hood Only

Cat. No.	Model	Type	Size	EA Price ₩
H02-260-231	1-7525	AL 흡입 팬 ①	L250 mm	67,500
H02-260-233	1-7525-7-5	White PP 흡입 팬 ②		72,300
H02-260-235	1-7524-5	AL 흡입 팬 ③	Ø200 mm	127,800
H02-260-237	1-7524-7-5	White PP 후드 ④		131,400
H02-260-239	1-7535-5	투명 PTEG 후드 ⑤	Ø385 mm	169,900
H02-260-241	1-7535-7-5	White PP 후드 ⑥		188,000



### Bracket & Column Only

Cat. No.	Model	Type	길이	EA Price ₩
H02-260-251	AD-BC7501	천정용	500 mm	127,800
H02-260-253	AD-BC7502	벽용	-	127,800

## Arm Hood, Alsident® System 100 다관절 암 후드, 3관절

- 대용량은 흡 배기가 필요한 작업 공간용
- 관 지름은 Ø100 mm이며, 140 ~ 400 m<sup>3</sup>/h 사이의 유량에 적합
- 구성 : 암, 후드, Bracket & Column을 개별적으로 선택하여 설치
- Bracket 및 Column은 설치 위치에 따라 맞는 제품을 선정하여야 함
- 길이 2630 mm Arm은 외부 스피링이 설치되어 있음
- 설치비는 별도이며, 암 후드 개별 파트에 대한 단가임
- LK Labkorea

### 내화학성 White PP Arm Only

Cat. No.	Model	길이	EA Price ₩
H02-260-261	100-9065-3-7-5	1710 mm	1,000,000
H02-260-264	100-10585-3-7-5	2130 mm	1,208,500
H02-260-267	100-135105-3-7-5	2630 mm	1,319,300

- 화학점 흡과 같은 내화학성이 필요한 작업 환경

### 일반 작업용 Aluminum Arm Only

Cat. No.	Model	길이	EA Price ₩
H02-260-271	100-9065-3-5	1710 mm	962,700
H02-260-274	100-10585-3-5	2130 mm	1,115,700
H02-260-277	100-135105-3-5	2630 mm	1,132,500

- 대부분의 작업 공정, 내화학성이나 전도성이 필요 없는 작업 환경

### 흡입 팬 및 Hood Only

Cat. No.	Model	Type	Size	EA Price ₩
H02-260-281	1-10024-5	AL 흡입 팬 ①	Ø200 mm	160,300
H02-260-283	1-10024-7-5	White PP 후드 ②		161,500
H02-260-285	1-10035-5	투명 PTEG 후드 ③	Ø385 mm	229,000
H02-260-287	1-10035-7-5	White PP 후드 ④		262,700



### Bracket & Column Only

Cat. No.	Model	Type	길이	EA Price ₩
H02-260-291	AD-BC1001	천정용	500 mm	169,900
H02-260-293	AD-BC1002	벽용	-	169,900