

Spatula Balance 스파츄라 저울

Cat. No.	Model	Weighing Range	정밀도	EA Price ₩
S16-147-511	3475	0 ~ 300.0 g	±0.2g	101,300

- 재질 : ABS Plastic
- Spatula의 Scoop 부분에 5 ~ 30 ml 까지의 눈금 표시 (5 ml 씩)
- Cleaning위해 Scoop은 저울 부분과 분리 시킬수 있음
- Tare 버튼과 Hold 버튼을 가지고 있음
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Size : w228×d50×h25 mm
- Cole-Parmer / Traceable®



Vibration Spatula 진동 스파츄라

Cat. No.	Model	전체 길이	EA Price ₩
S16-102-434	3701	185 mm	28,000

- 진동에 의해 스파츄라 홀더 안의 Sample을 소량씩 떨어뜨림
- LK Labkorea



Weighing Scoop, Spoon Shape 스푼형 평량 스키프

Cat. No.	Model	재질	전체 길이	Scoop Size	EA Price ₩
S16-284-041	3700	Nickel Brass	155 mm	w9 mm	7,500
S16-284-051	3702	SUS 304	105 mm	w12×L40 mm	4,500
S16-284-061	3408		200 mm	w25 mm	11,300

- 3700 : with Plastic Handle
- Usbeck



Porcelain Weighing Boat / Scoop 자제 평량 보트 / 스키프

Cat. No.	Model	Size	EA Price ₩	PK Price ₩
B17-128-115	252/0	w37×d17 mm	3,600	10ea 34,900
B17-128-125	252/1	w53×d23 mm	4,000	10ea 37,300
B17-128-135	252/2	w64×d29 mm	4,100	10ea 38,400

- 재질 : Porcelain, 1000°C 내열
- Jipo / LabCeramic®



Weighing Scoop 평량용 스키프

Cat. No.	Model	전체 길이	폭	EA Price ₩
S16-284-161	3711	105 mm	30 mm	12,000
S16-284-165	3712	120 mm		12,400

- 재질 : 18/10 Stainless Steel, Antimagnetic, Chemical-Resistant
- Usbeck



Weighing Scoop 평량용 스키프

Cat. No.	Model	전체 길이	폭	EA Price ₩
S16-102-441	12800	70 mm	32 mm	26,500
S16-102-448	12801	90 mm		27,300

- 재질 : 18/10 Stainless Steel, Antimagnetic, Chemical-Resistant
- LK Labkorea

