

High Temperature Hotplate 고온용 핫 플레이트, C-Mag HP series, Max.550°C

Cat. No.	Model	Type	Plate Size	EA Price ₩
H03-05-010	3581600	C-Mag HP4	100×100 mm	990,000
H03-05-020	3581800	C-Mag HP7	180×180 mm	1,270,000
H03-05-030	3582000	C-Mag HP10	260×260 mm	1,890,000

- LED Digital Display : 설정온도 디지털 표시
- 최대 550°C까지 견딜 수 있는 안정성
- ETS-D5 Temp. Controller을 연결하여 온도제어 가능 (C-Mag HP4 제외)
- 550°C 이상의 비정상적 고온일 경우 자동으로 멈추게 하는 Safety Circuit System
- Plate 온도가 뜨거울 때 사용자의 안전을 보호하는 Hot Top Indicator
- Hotplate의 기능을 일정하게 유지하는 Microprocessor (Digital Display)
- 화학물질에 강한 저항성을 가지는 One-piece Glass-ceramic Top
- Protection class acc. to DIN EN 60529 (IP21)
- 기타 약세사리는 "Accessory" 642 ~ 643 Page 참조

Cat. No.	H03-05-010	H03-05-020	H03-05-030
Model	C-Mag HP 4	C-Mag HP 7	C-Mag HP 10
Temperature Range	50 ~ 500°C		
Heat Output	250 W	1000 W	1500 W
Sensor	No	ETS-D5 (±0.5 K)	
Material Heating Plate	Glass-ceramics		
Size (mm)	Plate (w×d)	100×100	180×180
	본체 (w×d×h)	150×260×105	220×330×105
Power	230V, 50/60 Hz		



Digital Hotplate 디지털 핫플레이트, Max. 400°C

Cat. No.	Model	용량	Plate Size	EA Price ₩
H03-06-020	HP-20	20 L	180 x 180 mm	280,000
H03-06-120	HP-20-Set	HP-20, ET106, SKIT20		391,500

- 내열성과 내화학성이 강하고 청소가 편리한 세라믹 코팅 상판 적용
- 온도 제어와 과열방지 2가지 독립적인 센서 적용
- 외부센서를 통해 실제 시료 온도 제어 가능 (Option)
- 설정온도와 Timer 저장 기능
- Set 구성 : 본체, 외부센서, Support Kit (Support Rod, Holding Rod, Clamp)
- PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)

Cat. No.	H03-06-020	
Model	HP-20	
Temperature	Range	Max. 400 °C
	Resolution	Display 0.1°C / Control 0.5°C
Material	Plate	Ceramic Coated Aluminum
	Body	Powder Coated Aluminum
Size	Plate	180 x 180 mm
	Exterior	w180 x d310 x h110 mm
Electric Supply	Power	1 Phase, 220Vac, 50/60Hz
	Consumption	650W
Display	Digital LCD with Back-Light	
Timer	99hr 59min	
Safety	Over Temp. Protection	
Motor	Brushless Shade Motor	
Environmental Conditions	Temp. 5 ~ 40 °C, Humidity < 80 %	



Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
H03-06-141	ET106	External Sensor	62,500
H03-06-192	HSSR20	Support Rod	13,100
H03-06-193	HSRC20	Rod Clamp	8,700
H03-06-194	HSHR20	Holding Rod	18,100
H03-06-195	SKIT20	Support Kit (Support Rod, Rod Clamp, Holding Rod)	37,800

Analog Hotplate 아날로그 핫플레이트, Max. 400°C

Cat. No.	Model	용량	Plate Size	EA Price ₩
H03-06-210	HP-10	20 L	180 x 180 mm	200,000

- 아날로그 조절 방식의 가열기
- 내열성과 내화학성이 강하고 청소가 편리한 세라믹 코팅 상판 적용
- PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)
- 기타 자세한 규격은 Digital Type 참조

