

Digital Hotplate Stirrer 디지털 가열 자력 교반기

Cat. No.	Model	용량	Plate Size	EA Price ₩
H03-06-010	HS-20	20 L	180×180 mm	340,000
H03-06-110	HS-20-Set	HS-20, ET106, SKIT20		444,400

- 내열성과 내화학성이 강하고 청소가 편리한 세라믹 코팅 상판 적용
- 고사양 컨트롤러
 - 정확한 온도 제어와 rpm 제어가 가능한 Digital Feedback Control
 - rpm 설정이 편리한 조그 다이얼 스위치
 - 시안성이 좋고 각종 상태를 모니터링 할 수 있는 Back Light LCD Display
- 온도 제어와 과열방지 2가지 독립적인 센서 적용
- 내구성이 뛰어나고 소음이 적은 Brushless shade Motor 적용
- 외부센서를 통해 실제 시료 온도 제어 가능 (Option)
- 마그네틱 바 이탈 방지 기능
- 설정온도와 Timer 저장 기능
- Set 구성 : 본체, 외부센서, Support Kit (Support Rod, Holding Rod, Rod Clamp)
- PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)
- LK Labkorea

Cat. No.		H03-06-010
Model		HS-20
Temperature	Range	Max. 400 °C
	Resolution	Display 0.1°C / Control 0.5°C
Stirring	Capacity(water)	20 L
	Speed	80 ~ 1500 rpm
	Resolution	5 rpm
Material	Plate	Ceramic Coated Aluminum
	Body	Powder Coated Aluminum
Display		Digital LCD with Back-Light
Timer		99hr 59min
Safety		Over Temp. Protection
Motor		Brushless Shade Motor
Environmental Conditions		Temp. 5 ~ 40 °C, Humidity < 80 %
Size	Plate	180 × 180 mm
	Exterior	w180×d310×h110 mm
Electric Supply	Power	1 Phase, 220Vac, 50/60Hz
	Consumption	650W

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
H03-06-141	ET106	Ø3.2 mm External Sensor	62,500
H03-06-144	ET108	Ø4.0 mm External Sensor	95,000
H03-06-192	HSSR20	Support Rod	13,100
H03-06-193	HSRC20	Rod Clamp	8,700
H03-06-194	HSHR20	Holding Rod	18,100
H03-06-195	SKIT20	Support Kit (Support Rod, Rod Clamp, Holding Rod)	37,800
H03-06-196	ET107	Teflon Coated Temp. Sensor (PT100), 4pi, L225mm	86,000

Analog Hotplate Stirrer 아날로그 가열 자력 교반기

Cat. No.	Model	용량	Plate Size	EA Price ₩
H03-06-200	HS-10	20 L	180×180 mm	230,000

- 아날로그 조절 방식의 경제형 가열 자력 교반기
- 내열성과 내화학성이 강하고 청소가 편리한 세라믹 코팅 상판 적용
- 내구성이 뛰어나고 소음이 적은 Brushless Shade Motor 적용
- PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)
- 기타 자세한 규격은 Digital Type 참조
- LK Labkorea

