

IKA Hotplate Stirrer 가열 자력 교반기, C-Mag HS series

Cat. No.	Model	Type	용량	EA Price ₩
S07-05-010	3581000	C-Mag HS4	5 L	1,110,000
S07-05-020	3581200	C-Mag HS7	10 L	1,130,000
S07-05-030	3581400	C-Mag HS10	15 L	2,150,000
S07-05-025	3581200P	HS7 Package	10 L	1,934,200

- C-Mag HS 7 Package : C-Mag HS7, ETS-D5, H16V, H38, H44
- ETS-D5 Temp Controller를 연결하여 온도제어 가능 (C-Mag HS4 제외)
- 550°C 이상의 비정상적 고온일 경우 자동으로 멈추게 하는 Safety Circuit System
- 점성강한 Sample도 무리없이 Stirring 하는 강력한 Motor
- Digital display (Setting Temperature)
- Stirring Bar의 틈현상을 방지하는 High Magnetic Adhesion
- Motor와 Hotplate의 기능을 일정하게 유지하는 Microprocessor
- 화학물질에 강한 저항성을 가지는 One-piece Glass-ceramic Top
- Protection class acc. to DIN EN 60529 (IP21)
- 기타 약세사리는 "Accessory" 642 ~ 643 Page 참조
- IKA

Cat. No.	S07-05-010	S07-05-020	S07-05-030
Type	C-Mag HS 4	C-Mag HS 7	C-Mag HS 10
Stirring Quantity (H ₂ O)	5 L	10 L	15 L
Speed Range	100 ~ 1500 rpm		
Temperature Range	50 ~ 500°C		
Heat Output	250 W	1000 W	1500 W
Sensor (Option)	No	ETS-D5 (±0.5 K)	
Fixed Safety Circuit	550°C		
Material Heating Plate	Ceramic		
Size (mm)	Plate (w×d) 100×100	180×180	260×260
	본체 (w×d×h) 150×260×105	220×330×105	300×415×105
Power	230V, 50/60 Hz		

Digital IKA Hotplate Stirrer 디지털 가열 자력 교반기, C-Mag HS Digital

Cat. No.	Model	Type	용량	EA Price ₩
S07-05-210	25001025	C-Mag HS4 Digital	5 L	1,720,000
S07-05-220	3487000	C-Mag HS7 Digital	10 L	1,790,000
S07-05-230	25001026	C-Mag HS10 Digital	15 L	2,480,000
S07-05-225	3487000P	HS7 Digital Package	10 L	1,920,100

- C-Mag HS 7 Digital Package : C-Mag HS7 Digital, H16V, H38, H44
- 550°C 이상의 비정상적 고온일 경우 자동으로 멈추게 하는 Safety Circuit System
- 점성강한 Sample도 무리없이 Stirring 하는 강력한 Motor
- LCD Digital display (Setting Temperature)
- PT1000 센서포함, 더욱 더 정밀해진 Setting Accuracy (±1K)
- Stirring Bar의 틈현상을 방지하는 High Magnetic Adhesion
- Motor와 Hotplate의 기능을 일정하게 유지하는 Microprocessor
- 화학물질에 강한 저항성을 가지는 One-piece Glass-ceramic Top
- Protection class acc. to DIN EN 60529 (IP21)
- 기타 약세사리는 "Accessory" 642 ~ 643 Page 참조
- IKA

Cat. No.	S07-05-210	S07-05-220	S07-05-230
Type	C-Mag HS 4 Digital	C-Mag HS 7 Digital	C-Mag HS 10 Digital
Stirring Quantity (H ₂ O)	5 L	10 L	15 L
Speed Range	100 ~ 1500 rpm		
Temperature Range	50 ~ 500°C		
Heat Output	250W	1000W	1500W
Display	LCD Display (±0.5K)		
Fixed Safety Circuit	550°C		
Material Heating Plate	Ceramic		
Size (mm)	Plate (w×d) 100×100	180×180	260×260
	본체 (w×d×h) 150×260×105	215×330×105	300×415×105
Power	230V, 50/60 Hz		



3581200

CE



Package 구성 모습



3487000

CE



PT1000 Sensor

Package 구성 모습