

Digital Multi Hotplate Stirrer, 3-Position 디지털 멀티 가열 자력 교반기

| Cat. No. | Model | Position | Plate Size (w×d) | EA Price ₩ |
|------------|------------|----------|------------------|------------|
| S07-03-120 | HSD120-03P | 3 | 120×120 mm | 997,000 |
| S07-03-150 | HSD150-03P | | 150×150 mm | 1,064,000 |

- Temp. range : Max. 380°C
- 사용 중 마그네틱바가 이탈하거나 급회전 하지 않음
- 저속과 고속으로 다양하게 사용가능
- 내열성, 내약품성, 내구성 등이 우수함
- Digital PID Control
- 외부센서 장착가능(Option)
- Mi-Sung

| Cat. No. | S07-03-120 | S07-03-150 |
|-------------------|--------------------------|--------------|
| Model | HSD120-03P | HSD150-03P |
| Stirring Position | 3 | |
| Temp. Range | Max. 380°C | |
| Speed Display | Digital / 100 ~ 1500 rpm | |
| Plate Size | w120×d120 mm | w150×d150 mm |
| Plate Material | Ceramic Coated | |
| Heat Output | 350W×3ea | 480W×3ea |
| Power | 220V, 50/60 Hz | |



S07-03-120

Optional Accessory

| Cat. No. | Model | Size | 길이 | EA Price ₩ |
|------------|----------|-------------|-------|------------|
| H04-03-741 | MS-K322C | ∅3.2×200 mm | 1.5 m | 26,000 |

Digital Multi Hotplate Stirrer 디지털 멀티 가열 자력 교반기

| Cat. No. | Model | Position | Plate Size (w×d) | EA Price ₩ |
|------------|----------|----------|------------------|------------|
| S07-03-160 | HS334-04 | 4 | 300×300 mm | 925,000 |
| S07-03-165 | HS326-06 | 6 | 300×210 mm | 1,378,000 |

- 사용 중 마그네틱바가 이탈하거나 급회전 하지 않음
- 각각 독립된 Speed Controller
- Temp. Controller : Digital PID Auto-tuning
- 내열성, 내약품성, 내구성 등이 우수함
- Mi-Sung

| Cat. No. | S07-03-160 | S07-03-165 |
|-------------------|------------------------|--------------|
| Model | HS334-04 | HS326-06 |
| Stirring Position | 4 | 6 |
| Temp. Range | Max. 350°C | |
| Speed Display | Scale / 100 ~ 1500 rpm | |
| Plate Size | w300×d300 mm | w300×d210 mm |
| Plate Material | Ceramic Coated | |
| Heat Output | 1400 W | 1200 W |
| Power | 220V, 50/60 Hz | |



S07-03-160

S07-03-165

Digital Multi Hotplate Stirrer 디지털 멀티 가열 자력 교반기

| Cat. No. | Model | Position | Plate Size (w×d) | EA Price ₩ |
|------------|-----------|----------|------------------|------------|
| S07-03-170 | HSD334-01 | 4 | 300×300 mm | 1,014,000 |
| S07-03-175 | HSD326-01 | 6 | 300×210 mm | 1,482,000 |

- 정회전, 역회전, 자동 정, 역회전 선택모드 기능
- 동시에 동일한 교반이 가능
- Temp. Controller : Digital PID Auto-tuning
- Brushless DC Motor : 내구성 향상
- Digital Display : 설정 RPM과 실제 RPM 표시
- Mi-Sung

| Cat. No. | S07-03-170 | S07-03-175 |
|-------------------|--|--------------|
| Model | HSD334-01 | HSD326-01 |
| Stirring Position | 4 | 6 |
| Temp. Range | Max. 350°C | |
| Speed Display | Digital / 100 ~ 1500 rpm | |
| Plate Size | w300×d300 mm | w300×d210 mm |
| Stirring Rotation | 1.Right 2.Left (Operation) 3.Auto Reverse (Reverse Time Setting) | |
| Plate Material | Ceramic Coated | |
| Heat Output | 1400 W | 1200 W |
| Power | 220V, 50/60 Hz | |



S07-03-170

S07-03-175