

## Anti - Static Brush 정전기 방지용 브러쉬

Cat. No.	Model	Size (w×d×h)	무게	EA Price ₩
B10-147-100	3316	63.5×6.4×63.5 mm	15 g	62,800

- Balance or Film 현미경이나 정밀기계의 Cleaning용
- Natural Hair와 Synthetic Conductive Fiber로 구성
- Washable
- Cole-Parmer



## Anti-Static Brush with Handle 정전기 방지용 브러쉬

Cat. No.	Model	Size	EA Price ₩
B10-147-110	3321	25.4 mm Brush & 127 mm Handle	44,800
B10-147-120	3322	50.8 mm Brush & 127 mm Handle	46,600
B10-147-130	3323	76.2 mm Brush & 152 mm Handle	48,400


- Balance or Film 현미경이나 정밀기계의 Cleaning용
- Natural Hair와 Synthetic Conductive Fiber로 구성
- Washable
- Cole-Parmer



## Precision Granite Surface Plate 정밀 석정반

Cat. No.	Model	Size (w×d×h, mm)	정밀도	무게	EA Price ₩
B10-219-088	SP300	300×300×100	4 um	27 kg	167,000
B10-219-095	SP450	450×300×100		41 kg	175,600
B10-219-102	SP500	500×500×100		75 kg	638,000
B10-219-109	SP600	600×450×100	5 um	81 kg	638,000
B10-219-116	SP610	600×600×130		135 kg	1,090,000
B10-219-123	SP750	750×500×130		141 kg	1,090,000

- 재질 : 반려암
- Grade : 0급
- KSB 5254 규격의 정밀 석정반임
- 저울같은 진동이나 평면도에 민감한 기기의 받침용
- 비자성체이며, 경도가 주철의 2 ~ 3배 높아 마모가 적음
- 고 정도의 래핑 가공을 통한 정밀한 평면도를 실현
- 자체 성적서 포함 (요청에 의해 검교정 성적서 공급가능)
- LK Labkorea



## Stainless Steel Weighing Pan 스테인레스 평량팬

Cat. No.	Model	Size	EA Price ₩
B17-177-177	WDS-290	∅290×h70 mm	19,300

- 재질 : Stainless Steel
- LK Labkorea



Anti-Static Gun은 579 Page 참조

