

## Datalogging Hygrometer 온습도 기록계

Cat. No.	Model	Type	Data Overwrite	온도/습도범위	EA Price ₩
H05-147-167	6452	Excursion-Trac	Yes / 삭제가능	-0.0 ~ 95.0% RH (내부) 0.0 ~ 65.0°C (외부) -20.0 ~ 70.0°C	469,900
H05-147-169	6454	Memory-Loc	No / 삭제불가능		502,000

- 후드 및 저장실, 크린룸 등 온습도 모니터링이 필요한 환경에 적합
- 습도 및 온도에 대한 Hi/LO 경보 설정
- 최대 30개의 고유 알람 이벤트 저장
- 경보 발생 후 이벤트 저장 및 확인 후까지 경보가 지속됨
- USB 드라이브를 통하여 CSV 형식으로 기록된 데이터 전송
- 국내 소급가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Cole-Parmer / Traceable®

Cat. No.	H05-147-167	H05-147-169
Model	6452	6454
Humidity (Ambient & External Probe)	Range	0.0 ~ 95.0% RH
	Resolution	0.1% RH
	Accuracy	±3% RH (5 to 75%) / ±5% RH (Otherwise)
Temperature	Range	0.0°C ~ 65.0°C (Ambient) / -20.0°C ~ 70.0°C (External Probe)
	Resolution	0.1°C
	Accuracy	±0.4°C
Data Overwrite	Yes / 데이터 삭제 가능	No / 데이터 삭제 불가
Memory (Data Point)	525,504 번	688,086 번
Data Logging Frequency	1min to 12 hours (1분 단위 조절 가능 / 기본 2 min)	
Data Logging Capacity (2min/시)	2 년	2 년 7 개월
Size	w139.7×d82.6×h25.4 mm, 1.83 M Cable	
Power	AAA battery	



## Precision Humidity / Clock / Temperature Meter 정밀형 온습도계

Cat. No.	Model	습도 범위	온도 범위	EA Price ₩
H05-147-630	6418	0.00 ~ 90.00% RH	-20.00 ~ 50.0°C	131,000

- 습도, 온도, 이슬점 측정이 가능한 정밀형 제품
- 일주일동안 감지된 온도를 그래프 형식으로 표시
- 최대 및 최소값 측정 가능
- °C/°F 전환이 가능하며 12/24-Hour Timer 기능
- 내부 센서가 있어서 후드, 창고, 클린룸, 인큐베이터, Drying Chamber에서 사용하기 적합
- 국내 소급가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Cole-Parmer / Traceable®

Cat. No.	H05-147-630	
Model	6418	
Humidity	Range	0.00 ~ 90.00% RH
	Resolution	0.1% RH
	Accuracy	±4% RH (at 20~80% RH)
Temperature	Range	-20.00°C ~ 50.0°C
	Resolution	0.1°C
	Accuracy	±0.4°C
Timer	Capacity	12/24 hours
	Resolution	1 min
	Accuracy	0.01%
Display	30 sec ~ 3 1/2 min	
Type	LCD	
Size	w76.2×h120.7 mm	
Power	AAA battery 1ea	

