

## Pocket Humidity / Temperature / Dew Point Meter 포켓형 온습도계

| Cat. No.    | Model | Humidity Range | EA Price ₩ |
|-------------|-------|----------------|------------|
| H05-147-090 | 4392  | 0 ~ 100.0% RH  | 236,700    |

- Compact한 디자인 구성으로 휴대하여 사용하기에 적합
- 습도는 기본으로 표시되며, 온도 또는 이슬점을 선택하여 Display 가능
- Polymer Film Sensor를 사용 100%RH까지 측정 가능
- 국내 소급가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Cole-Parmer / Traceable®

| Cat. No.      |          | H05-147-090                            |
|---------------|----------|--|
| Model         |          | 4392                                   |
| Humidity      | Range    | 0.0 ~ 100.0% RH (Resolution 0.1% RH)   |
|               | Accuracy | ±3% RH (midrange) / ±4% RH (elsewhere) |
| Temperature   | Range    | -20.0 ~ 50.0°C (Resolution 0.1°C)      |
|               | Accuracy | ±1°C                                   |
| Dew Point     | Range    | -20.0 ~ 50.0°C (Resolution 0.1°C)      |
|               | Accuracy | ±1°C                                   |
| Response Time |          | 30 ~ 60 sec                            |
| Size          |          | w51×d17×h165 mm                        |
| Power         |          | 2×AAA battery                          |



## Humidity Temperature Pen 펜형 온습도계

| Cat. No.    | Model | Humidity Range | Temperature Range | EA Price ₩ |
|-------------|-------|----------------|-------------------|------------|
| H05-147-165 | 4093  | 20 ~ 95% RH    | 0.0°C ~ 50.0°C    | 125,500    |

- Dual-recall Memory로 온도와 습도를 빠르게 보여줌
- 포켓 클립으로 휴대가 용이      • 응답시간 : 6초 미만
- 국내 소급가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Cole-Parmer / Traceable®

| Cat. No.      |          | H05-147-165                                     |
|---------------|----------|---|
| Model         |          | 4093  |
| Humidity      | Range    | 20 ~ 95% RH (Resolution 1% RH)                  |
|               | Accuracy | ±3.5% RH (30 to 90% RH)<br>/ ±5% RH (Otherwise) |
| Temperature   | Range    | 0.0°C ~ 50.0°C (Resolution 0.1°C)               |
|               | Accuracy | ±1°C  |
| Response Time |          | Less than 6 seconds                             |
| Size          |          | w130.2×d22.2×h16.9 mm                           |
| Power         |          | CR2032 Lithium battery (Coin)                   |



## General Purpose Hygrometer Temperature 범용 온습도계

| Cat. No.    | Model | Humidity Range | Temperature Range | EA Price ₩ |
|-------------|-------|----------------|-------------------|------------|
| H05-147-163 | 4087  | 10 ~ 95% RH    | 0.00°C ~ 50.00°C  | 489,500    |

- 작동하기 쉬운 일반형 온습도계      • Data hold 기능이 있어 출력 화면 고정 가능
- 응답시간 : 30초에서 3분 30초 (주변 환경에 따라 변경됨)
- 국내 소급가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Cole-Parmer / Traceable®

| Cat. No.      |          | H05-147-163  |
|---------------|----------|--|
| Model         |          | 4087   |
| Humidity      | Range    | 10.00 ~ 95.00% RH (Resolution 0.01% RH)                      |
|               | Accuracy | ±1.5% RH   |
| Temperature   | Range    | 0.00°C ~ 50.00°C (Resolution 0.01°C)                         |
|               | Accuracy | ±0.4°C at Tested Point                                       |
| Response Time |          | 30 seconds to 3 min 30 seconds<br>(depending on environment) |
| Size          |          | w69.6×d203.2×h38.1 mm  |
| Power         |          | 9V Alkaline Battery  |

