


Imhoff Cone 임호프콘

Cat. No.	Model	용량	Stopcock	눈금	EA Price ₩
I01-20-110	5870005	1 L	O	0 ~ 100 ml	329,200
I01-20-120	5870003		X	0 ~ 1000 ml	203,900

- Borosilicate Glass 3.3
- Complies to DIN 12672
- 생활 하수나 산업 폐수 등에서의 고체 침전물의 양 측정
- Lenz

Graduation Range (ml)	눈금 (ml)	Error Limit (± ml)
0 ~ 2	0.1	0.1
2 ~ 10	0.5	0.5
10 ~ 40	1	1
40 ~ 100	2	2
100 ~ 1000	50	10



Plastic Imhoff Cone 플라스틱 임호프콘, SAN

Cat. No.	Model	용량	Graduation	EA Price ₩
I01-20-220	388000	1 L	2 ~ 1000 ml	51,400

- 재질 : SAN, -40 ~ 70°C 내열
- 몰드 눈금을 가진 투명한 임호프콘
- Complies to DIN 12672
- 바닥에 Screw Cap을 가지고 있어 Sample의 제거 및 세척이 용이
- Brand GmBH

Graduation Range (ml)	눈금 (ml)	Error Limit (± ml)
0 ~ 2	0.1	0.1
2 ~ 10	0.5	0.5
10 ~ 40	1	1
40 ~ 100	2	2
100 ~ 1000	50	10



Imhoff Cone Stand 임호프콘 스탠드

- 재질 : PMMA / PP
- Compact Design으로 이동이 편리
- Imhoff Cone은 별도 구매
- Brand GmBH

For Glass Imhoff Cone ①

Cat. No.	Model	Type	거치 수	EA Price ₩
I01-20-515	388060	Double	2 개	193,600

For Plastic Imhoff Cone ②

Cat. No.	Model	Type	거치 수	EA Price ₩
I01-20-525	388050	Double	2 개	171,100
I01-20-529	388055	Triple	3 개	266,300

- 하부 바닥에 Screw Cap 거취용 홈이 있음

