

Glass Bead
유리 비드

Borosilicate Glass Bead


Cat. No.	Model	Size	포장	EA Price ₩
C17-132-060	1101-06	Ø1 mm	454 g	363,100
C17-132-066	1101-01	Ø2 mm		317,000
C17-132-072	1101-02	Ø3 mm		288,100
C17-132-078	1101-03	Ø4 mm		264,900
C17-132-084	1101-04	Ø5 mm		250,200
C17-132-090	1101-05	Ø6 mm		216,600

• Chemglass

Soda-lime Glass Bead

Cat. No.	Model	Size	포장	EA Price ₩
C17-132-092	5123007	Ø1.5 mm	500 g	11,300
C17-132-096	5124001	Ø3.0 mm		11,300
C17-132-102	5124002	Ø4.0 mm		15,400
C17-132-108	5124003	Ø5.0 mm		12,300
C17-132-114	5124004	Ø6.0 mm		15,400
C17-132-120	5124005	Ø7.0 mm		15,400
C17-132-126	5124006	Ø8.0 mm		15,400
C17-132-138	5124008	Ø10.0 mm		11,300
C17-132-144	5124009	Ø0.25 ~ 0.50 mm		7,700
C17-132-150	5124010	Ø0.40 ~ 0.60 mm		8,100
C17-132-156	5124011	Ø0.75 ~ 1.00 mm		7,700
C17-132-162	5124012	Ø1.00 ~ 1.25 mm		7,700
C17-132-168	5124013	Ø1.25 ~ 1.55 mm		8,100
C17-132-174	5124014	Ø1.70 ~ 2.00 mm		8,100
C17-132-180	5124015	Ø2.50 ~ 2.85 mm		8,100
C17-132-186	5124016	Ø2.85 ~ 3.30 mm		8,100

• LukeGL®



Glass Bead Sterilizer
유리 비드 스테리 라이저

Cat. No.	Model	온도 범위	멸균 구멍 크기 (mm)	EA Price ₩
B14-480-007	LS-L300	100 ~ 300 °C 설정	Ø40 × 80	636,700
B14-480-014	LS-H300		Ø40 × 140	764,100

- Forcep, Scissors, Needle 등의 멸균용
- 부피가 작아 공간을 절약하고, Laminar Flow Hood에서도 사용 가능
- Digital Control, up to 300°C
- 10 ~ 15초 사이의 멸균 시간이 소요됨
- Stainless Steel 내부 용기, 내장형 온도 컨트롤러 및 과열 방지
- Glass Bead 한 봉지 포함 (Bead Dia. Ø 3 mm)
- LK Labkorea



Cat. No.	B14-480-007		B14-480-014	
Model	LS-L300		LS-H300	
Display Accuracy	1 °C			
Temperature	Range	100 ~ 300°C		
	Accuracy	±5 °C		
Timer	1 min ~ 99min 59sec			
Glass Bead Capacity	150 g		300 g	
Heating Time	Max. 25min (up to 300°C)			
Size	w176×d135×h189.5 mm		w176×d135×h249.5 mm	
Chamber Size	Ø40 mm × 80 mm		Ø40 mm × 140 mm	
Voltage, Frequency	110/220 V, 50/60 Hz			
Power	120 W		250 W	