

## Thermo Shaker for Microplater 마이크로 플레이트용 써모 셰이커, 4 Plate용

Cat. No.	Model	Temp. Range	Speed	EA Price ₩
S04-480-021	LS-300M	Ambient +5°C ~ 80°C	300 ~ 1350 rpm	2,547,200

- 샘플 부화, 보존, 혼합, 저장 등의 촉매 반응 프로세스에 적합
- 장비 작동 상태를 모두 표시하여 사용이 편리함
- 기본 Microplate 와 Deep-Well Plate 모두 적용 가능
- Brushless DC Motor의 사용으로 저소음 및 뛰어난 안정성 보장
- PID Fuzzy 제어 기술로 정밀한 온도제어
- 자동 예열 및 자동 전원 복구, Temperature Calibration 기능
- Heating 속도를 자동으로 조정하여 시간 단축
- 과열 방지 장치 내장
- LK Labkorea

Cat. No.		S04-480-021
Model		LS-300M
Capacity		4 Microplate or Deep-Well Plate
Speed Range		300 ~ 1350 rpm
Mixing Orbit		3 mm
Controller	Control	PID Control
	Display	LCD
	Timer	1 min ~ 99h 59min
Temperature	Range	Ambient +5°C ~ 80°C
	Accuracy	Max. ±0.5°C
	Uniformity	Temperature Calibration Function
Heating Time		Max. 10min ( 25 → 80°C)
Size		w340×d320×h200 mm
Safety		Auto Preheating, Auto Resume to Run
Electric Supply	Power	220 V, 50/60 Hz
	Max consumption	300 W



## Thermo Shaker for Microplate 마이크로 플레이트용 써모 셰이커, 2 Plate

Cat. No.	Model	Temp. Range	Speed	EA Price ₩
S04-480-011	LS-200M	Ambient +5°C ~ 80°C	200 ~ 1600 rpm	1,443,400

- 효소 및 DNA 라이브러리 저장, 샘플 이동 및 가열, 효소 활성 여부, PCR 샘플 준비에 적합
- Elisa Plate, 96-well Tissue Culture Plate용으로 사용 가능
- LCD display, One Touch Knob
- 0 ~ 100시간 이내로 시간 설정 후 완료 시에 알람 기능
- Brushless DC Motor의 사용으로 저소음 및 뛰어난 안정성 보장
- 이중 가열 시스템으로 안정적인 배양 보장 • PID 제어 기술로 정밀한 온도제어
- 자동 전원 복구 기능이 있어 정전 시에 계속 사용 가능
- LK Labkorea

Cat. No.		S04-480-011
Model		LS-200M
Capacity		2pcs Microplate or Culture Plate
Speed Range		200 ~ 1600 rpm
Mixing Orbit		3 mm
Controller	Control	PID Control
	Display	LCD
	Timer	1 min ~ 99h 59min
Temperature	Range	Ambient +5°C ~ 80°C
	Accuracy	Max. ±0.5°C
	Uniformity	
Heating Time		Max. 10min (RT to 80°C)
Size		w280×d270×h140 mm / 7 kg
Electric Supply	Power	220 V, 50/60 Hz
	Max consumption	150 W

