

Cylindrical Glass Jar 원형 유리 자, LukeGL®

Cat.No.	Model	Size	EA Price ₩
J01-194-248	763002	Ø80×h80 mm	33,700
J01-194-256	763004	Ø100×h100 mm	51,800
J01-194-264	763009	Ø120×h120 mm	67,500
J01-194-272	763010	Ø150×h150 mm	78,300
J01-194-280	763014	Ø200×h150 mm	168,700
J01-194-288	763015	Ø200×h200 mm	185,500
J01-194-296	763016	Ø200×h300 mm	219,300
J01-194-304	763020	Ø250×h200 mm	556,700
J01-194-312	763021	Ø250×h250 mm	612,300
J01-194-320	763023	Ø250×h400 mm	641,000

- Borosilicate Glass 3.3
- LukeGL®



Vacuum Bell Jar, Simax® 진공 벨 자

Cat.No.	Model	Size	Joint	EA Price ₩
J01-985-542	415502154	Ø150×h250 mm	29/32	183,100
J01-985-546	415502205	Ø200×h300 mm		309,400

- Simax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- KAVALIERGLASS



Vacuum Bell Jar 글라스 진공 벨 자, LukeGL®

Cat.No.	Model	Size	Joint	EA Price ₩
B03-53-922	BJV200	Ø200×h300 mm	24/40	578,300
B03-53-926	BJV300	Ø250×h360 mm	34/45	903,600

- Borosilicate Glass 3.3
- Silicon Plate 및 하부 Glass Plate 포함
- Vacuum Filtration System으로 사용 가능
- LukeGL®



Glass Vacuum Jar, Kimble® 유리 진공 자

Cat. No.	Model	용량	Tubing id	EA Price ₩
J01-137-103	953870-1000	1 L	3/8"	1,501,700
J01-137-107	953870-2000	2 L		1,579,400

- Glass Filter Dome + Filter Base
- Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- CTFE 재질의 Valve와 Hose Connection, FKM O-ring 포함
- 원자흡수분광법 (AAS) 전 EPA 타입 샘플 용해에 적합함
- 중력법보다 약 3배 가량 빠르며 간편함
- Upper Portion Stopper No.8
- DWK Lifescience / Kimble®

