

Stainless Steel Jar with Cover 뚜껑 부착형 스테인레스 자

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
J01-21-222	CYS1221	500 ml	Ø85×h95 mm	16,900
J01-21-227	CYS1222	1 L	Ø100×h130 mm	28,900

- 재질 : Stainless Steel 304
- Cover가 몸체에 붙어 있음
- LK Labkorea



Sterilizing Jar 멸균 자

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
J01-21-097	CYS3150	1500 ml	Ø150×h90 mm	28,900
J01-21-104	CYS3160	2900 ml	Ø180×h115 mm	34,900
J01-21-111	CYS3180	7300 ml	Ø250×h150 mm	44,600
J01-21-118	CYS3190	8500 ml	Ø270×h150 mm	53,000

- 재질 : Stainless Steel 304
- LK Labkorea



Anaerobic Jars for Petri Dish Rack 혐기성 자, Rack 별매

- 혐기성 및 미호기성 미생물을 최적의 가스 대기에서 정확하고 빠르게 생성함
- 진공펌프로 가스 주입 및 배출 가능
- 화학 혐기성 시스템 (GasPacks)의 부속품으로 사용 가능
- 자 재질 : Stainless Steel 또는 Polycarbonate (파손 및 부식방지)
- 뚜껑 재질 : 자외선 차단 플라스틱 또는 PC
 - 플러싱 및 진공 호스(Ø 5mm inner)를 위한 튜브 클립이 있는 2개의 코너 밸브 포함 (ECO Type은 제외)
 - 진공 또는 과압을 조절하는 압력계 포함 (ECO Type은 제외)
- 뚜껑은 밸브/압력계 없이 다른 재료로 제작되거나 고온 압력계 장착 등 주문 제작 가능
- Rack 별도 구매
- Schuett

Stainless Steel Jar

Cat. No.	Model	Type	용량	Inner Size	EA Price ₩
J01-108-010	3380102	Large ①	6 L	Ø175 mm×270 mm	1,332,200
J01-108-020	3380202	Small	2 L	Ø120 mm×184 mm	824,600
J01-108-030	3380302	Standard	3 L	Ø120 mm×280 mm	838,000
J01-108-040	3380502	Eco ②			694,300

Polycarbonate Jar

Cat. No.	Model	Type	용량	Inner Size	EA Price ₩
J01-108-050	3380902	Crystal ③	3 L	Ø120 mm×280 mm	1,188,600
J01-108-060	3380952	Crystal Eco			898,100

Rack

Cat. No.	Model	Rack	용량	Dish Size	EA Price ₩
J01-108-201	3385102	Small	10 Petri dishes	Ø 60	136,900
J01-108-206	3385202	Standard	15 Petri dishes	-150 mm	136,900
J01-108-211	3385302	150		Ø 150 mm	182,900
J01-108-216	3385402	3x60	45 Petri dishes	Ø 60 mm	250,400
J01-108-221	3385502	Micro	for multiwell plate	-	235,100
J01-108-226	3385602	Test Tube ④	9 test tubes	Ø 18 mm	242,000



Suitable Petri Dish Racks for Anaerobic Jars

Jar	Large	Small	Standard	Eco	Crystal	Crystal Eco
Rack "Small"	0	0	0	0	0	0
Rack "Standard"	0	-	0	0	0	0
Rack "150"	0	-	-	-	-	-
Rack "3x60"	0	-	-	-	-	-
Rack "Micro"	0	-	-	-	-	-
Rack "Test Tubes"	0	0	0	0	0	0