

PTFE Bead
테프론 비드

Cat. No.	Model	Size	PK Price ₩
C17-42-009	H96403	Ø3 mm	100ea 253,400
C17-42-018	H96406	Ø6 mm	100ea 249,400
C17-42-027	H96409	Ø9 mm	100ea 356,000
C17-42-045	H96415	Ø15 mm	50ea 346,100
C17-42-054	H96418	Ø20 mm	50ea 538,100
C17-42-063	H96421	Ø25 mm	25ea 444,000

- Column Packing 및 Mixing용
- Boiling중 Burning을 줄여줌
- Max.Temp : 288°C
- BOLA



Quartz Ball
석영 볼

Cat. No.	Model	Size	포장	EA Price ₩
M03-60-530	LQZ050	Ø5 mm	3 kg	2,530,200
M03-60-534	LQZ070	Ø7 mm		2,530,200
M03-60-538	LQZ100	Ø10 mm		2,530,200
M03-60-542	LQZ150	Ø15 mm		2,530,200
M03-60-546	LQZ200	Ø20 mm		2,530,200

- LK Labkorea



Fine Stainless Steel Ball
비자성 스테인리스 볼

Cat. No.	Model	Size	CS Price ₩
B18-91-101	SS.Bal7001	Ø1.6 mm	500ea 32,500
B18-91-104	SS.Bal7002	Ø3.2 mm	200ea 32,500
B18-91-107	SS.Bal7003	Ø6.3 mm	100ea 32,500
B18-91-110	SS.Bal7004	Ø9.5 mm	50ea 39,800
B18-91-113	SS.Bal7005	Ø12.7 mm	30ea 38,600
B18-91-116	SS.Bal7006	Ø16 mm	10ea 32,500
B18-91-119	SS.Bal7007	Ø19 mm	5ea 28,900
B18-91-122	SS.Bal7008	Ø25.4 mm	2ea 32,500

- 재질 : Stainless Steel, Anti-corrosion • 다양한 온도에서 사용 가능
- Non magnetic, 우수한 부식 저항성 및 내구성
- LK Labkorea



Portable Barometer - Altimeter
휴대용 기압계-고도계

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
B16-147-020	4198	다기능 기압/고도계	476,100

- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- 기압, 고도, 온도, 스톱워치, 시간 및 날짜 표시
- Bar-chart Format Display : 기압 및 고도의 변화 추이
(현재 값, 2, 4, 6, 8, 10, 12시간전 측정 값)
- Stop Watch : 1 sec ~ 23 hr (분해능 1 sec)
- Clock : 날짜, 월, 알람
- Size : w69×d19×h95 mm
- Cole-Parmer / Traceable®

측정항목	기압	고도	온도
측정 범위	300~1100 mbar/hPa	-700 ~ 9000 m	-10.0~60.0°C
측정 분해능	1 mbar	0.1 (-500 ~ 999.9m에서) / 1 m	0.1
정밀도	±8 bar	-	±1.5°C
Sampling Time	15 min	2 sec	1 min

