

## Laboratory Table Mat 실험실 테이블 매트

Cat. No.	Model	규격	EA Price ₩
M10-454-110	SSM001	50 cm × 60 m, Roll Type	79,900


- 재질 : PP 흡착포 (윗면) / PE Coating (아랫면)
- 실험대 표면 오염방지 및 청결 유지용 매트
- 방사선 동위원소실의 실험대 표면 관리
- 무진 상태를 유지하기 위한 작업대
- 서랍, 시약장, 크린 벤치 및 동물 사육장에서 사용 가능
- LK Labkorea



## Polyethylene Foam Surface Protector PE 벤치 커버

Cat. No.	Model	규격	두께	Type	PK Price ₩
M10-55-657	25-106	40.6 cm × 53.3 cm	6.4T	Sheet	12ea 343,100

- 양쪽면 모두 사용가능한 방수형 벤치 커버
- 내화학적, 내수성의 하얀색 커버
- LK Labkorea



## Surface Protector 바이텍 벤치 커버

Cat. No.	Model	규격	EA Price ₩
M10-140-555	60012	320 mm × 4.6 m	645,700
M10-140-567	69329	635 mm × 4.6 m	1,127,000


- 재질 : FEP 테프론 Film
- 접착력 있는 FEP Film 과 Aluminum Foil Backing으로 구성
- Aluminum 과 Foil Backing 과 같이 182°C 내열
- Bytac®



## Antistatic Work Mat 정전기 방지 매트

Cat. No.	Model	규격	두께	EA Price ₩
M10-215-002	AM560	560 × 350 mm	2t	104,100

- 매트 표면에 미끄럼방지 가공 처리
- 중성 세제로 씻어도 정전기 방지 기능이 손상되지 않아 반복하여 사용 가능
- 색상 : White
- Surface Resistivity :  $1 \times 10^{10} \sim 10^{11} \Omega$
- Universal



## Conductive Table mat 정전기 방지용 고무 매트, 유광

Cat. No.	Model	넓이	두께	EA Price ₩
M10-264-467	RE-C-G06	600 mm	2T	282,000
M10-264-470	RE-C-G09	900 mm		354,200
M10-264-473	RE-C-G10	1000 mm		394,700
M10-264-474	RE-C-G12	1200 mm		472,300
M10-264-570	RM-C-G09	900 mm	3T	428,400
M10-264-576	RM-C-G12	1200 mm		708,400

- 도전성의 고무매트로 대전된 물체가 매트에 접촉되는 순간 빠르게 접지로 방전시키는 기능의 제품임
- 2경 구조로 구성 : Static-Dissipative (외측)와 Conductive (내측)의 이중구조로 정전기 사고 방지
- 정전기에 민감한 Device 및 인체와 매트와의 전위차를 항상 0 Volt로 유지
- 색상 : 녹색 (다른 색상은 문의 바람)
- Surface Resistivity : 108 ~ 109 (외측), 104 ~ 105 (내측)
- PnF

