


Precision Dial Barometer 다이얼식 정보 기압계

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
B16-147-010	4199	다이얼식 기압계	273,000

- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- 측정범위 : 954 ~ 1073 mbar/hPa (정밀도 0.5 mbar)
715 ~ 805 mmHg (정밀도 0.5 mmHg)
- Nickel - Chrome Housing
- Size : Ø105×d38 mm
- 스텐드 포함 (벽에 고정할 수도 있음)
- Cole-Parmer / Traceable®



Digital Monitoring Barometer 디지털 모니터링 기압계

Cat. No.	Model	습도 범위	온도 범위	EA Price ₩
H05-147-180	6530	5.00 ~ 95.00% RH	0.00 ~ 55.0°C	326,400

- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- 실험실 등 공기 상태의 모니터링이 필요한 공간에 적합한 기기
- 습도, 기압, 온도가 LCD화면에 지속적으로 표시됨
- 습도, 기압, 온도에 대한 Hi/LO 알람 설정이 가능함
- 지난 24시간 동안의 데이터를 버튼 터치만으로 불러올 수 있음
- PC, 데이터 수집 시스템과 연결하여 습도, 기압, 온도 정보 다운로드가 가능함 (Option)
- Cole-Parmer / Traceable®

측정항목	기압	습도	온도
측정 범위	500 ~ 1030 mbar	5 ~ 95% RH	0.0 ~ 55.0°C
측정 분해능	1 mbar	1.0% RH	0.1
정밀도	±4 mbar	±3%(5 ~ 75% RH)	±0.4°C
Temp. Min/Max Memory		Y	
Data Logging		Y	
Exportable Data		Y	
Supplied With	Traceable® Certificate, wall mount, flip open stand and batteries		



Datalogging Barometer 데이터 기록 기압계

Cat. No.	Model	Data Overwrite	Memory	EA Price ₩
B16-147-055	6453	O	525600 data points	469,900
B16-147-060	6455	X	819150 data points	502,000

- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- 기압, 온도, 습도 표시
- 최대 30개의 고유 알람 이벤트 저장
- 경보 발생후 이벤트 저장 및 확인 후까지 계속 경보 지속됨
- USB 드라이브를 통하여 CSV 형식으로 기록된 데이터 전송
- 데이터 기록 간격을 2분으로 설정 시 최대 2년까지 데이터 저장 가능
- Memory : 819150 Data Point (Memory-Loc),
525600 Data Point (Excursion-Trac)
- Altitude Compensation from -100 to 2500m
- AAA Battery 사용
- Size : w139.7×d82.6×h25.4 mm
- Cole-Parmer / Traceable®

측정항목	기압	습도	온도
측정 범위	500 ~ 1030 mbar	0 ~ 95% RH	0.0 ~ 65.0°C
측정 분해능	1 mbar	0.1% RH	0.1
정밀도	±4 mbar	±3%(5 ~ 75%에서), ±5% RH	±0.4°C

