

Hybridization System 하이브리디제이션 시스템

Cat. No.	Model	Capacity	Range	EA Price ₩
I03-480-051	LI-600H	12 Slides	Ambient +5°C ~ 100°C	5,731,000

- Hybridization과 Degeneration를 동시에 조작할 수 있어 효율적이며 정확함
- 3가지 작동 모드 : Denaturation & Hybridization, Hybridization, Multiple-step Operation
- FISH 처리 단계 적용에서 시간 절약 및 유해시약에의 노출방지
- Full Touch Screen Operation
- 105개의 사용자 지정 프로그램 저장 가능
- 전원이 복구될 때 자동으로 백업 및 실행되도록 설정 가능
- 자동 예열 및 실험 종료시 자동 냉각 기능 지원
- LK Labkorea

Cat. No.		I03-480-051
Model		LI-600H
Capacity		12 Slides
Temperature	Range	Ambient +5°C ~ 100°C
	Accuracy	Max. ±1.0°C
	Uniformity	
Timer		1 min ~ 99h 59min
Heating Time		Max. 2min (37°C → 95°C)
Cooling Time		Max. 6min (95°C → 45°C)
Size		w440×d220×h120 mm
Electric Supply	Power	110, 220 V, 50/60 Hz, 4.5kg
	Max Consumption	350 W

