

Multi-Tube Vortex Mixer / Tube Mixer 다용도 볼텍스 믹서

Cat. No.	Model	Type	Speed	EA Price ₩
M04-480-040	LM-2500	LED	500 ~ 2500 rpm	2,334,800

- 생명공학, 미생물학, 의학분석, 기타 산업 등에서 사용하기 적합
- Tube Rack (Foam)에 따라 Max. 50ea의 튜브를 동시에 Mixing 할 수 있음
- Brushless DC Motor, Microprocess Control로 Shaking Action을 균일하게 유지시켜줌
- LED Display, One-touch Knob
- 작업 종료 시에 알람 기능
- 다양한 Foam Rack 장착 가능 (별도 구매)
- Plastic Test Tube Rack과도 같이 사용 가능함
- LK Labkorea

Cat. No.	M04-480-040
Type	LM-2500
Speed	500 ~ 2500 rpm
Orbital Diameter	4 mm
Display	LED Display
Timer	1 min ~ 99h 59min
Max. Load	4.5 kg
Size	w410×d276×h432 mm
Weight	20 kg
Power	100 ~ 240V, 50/60 Hz, 70 W

Optional Foam Rack

Cat. No.	Model	Rack Size	Tube Size	EA Price ₩
M04-480-951	LM-T10	∅10mm×50 Hole	∅9~10mm Tube	31,800
M04-480-956	LM-T12	∅12mm×50 Hole	∅11~13mm Tube	31,800
M04-480-961	LM-T15	∅15mm×50 Hole	∅14~17mm Tube	29,800
M04-480-966	LM-T20	∅20mm×50 Hole	∅18~21mm Tube	29,800
M04-480-971	LM-T25	∅25mm×50 Hole	∅24~27mm Tube	29,800
M04-480-976	LM-T29	∅29mm×50 Hole	∅28~32mm Tube	29,800



Rocking Rotator 튜브 믹서, Single & Double Layer

Cat. No.	Model	Layer	Tilt Angle	EA Price ₩
S04-238-205	SK-R30S-E	Single	30±3°	259,900
S04-238-210	SK-R30L-E			290,500
S04-238-215	SK-R30D-E	Double	40±3°	321,000

- 5 ~ 10 ml Blood Vessel 또는 50 ml Tube 용 믹서
- Blood Vessel & Silicon Mattress 기본 포함
- DLAB

Model	SK-R30S-E	SK-R30L-E	SK-R30D-E
Tilt Angle	30±3°		40±3°
Load Capacity	1 kg		
Loading Tube	10 ml×10개, 50 ml×4개	10 ml×16개, 50 ml×6개	10 ml×32개, 50 ml×12개
Speed Range	0 ~ 30 rpm		
Operating Mode	Continuous		
Size	w295×d160×h120 mm	w405×d160×h120 mm	w405×d160×h160 mm
Power	100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 15 W		

Optional Silicon Mattress

Cat. No.	Model	Capacity	적용 모델	EA Price ₩
S04-238-266	19900041	5~10 ml Blood Collection Tube×10개	SK-R30S-E	7,400
S04-238-270	19900043	50 ml Test Tube×4개		7,400
S04-238-274	19900040	5~10 ml Blood Collection Tube×16개	SK-R30L-E, SK-R30D-E	10,800
S04-238-278	19900042	50 ml Blood Test Tube×6개		10,800

