

Vial Mixer - Tube Roller 바이알 믹서 - 튜브 롤러

Cat. No.	Model	Control	Speed	EA Price ₩
M04-238-101	MX-T6-S ①	Analog	0 ~ 70 rpm	298,900
M04-238-107	MX-T6-Pro ②	Digital	10 ~ 70 rpm	697,300

- Rocking과 Rolling Motion이 동시에 이루어지는 믹서
- 혈액응고 방지, 정성이 있는 물질 및 액체, 고체 부유물의 혼합에 이상적임
- 회전하는 6개의 Roller는 단시간내 여러 종류의 시료를 균일하게 혼합 시켜줌
- DC Brushless Motor 사용
- DLAB

Cat. No.	M04-238-101	M04-238-107
Model	MX-T6-S	MX-T6-Pro
Motion	Rocking (상하 / 좌우) & Rolling	
Amplitude	24 mm	
Roll 수	6 개	
Max. Load	4 kg	
Roller Size	L280 mm	
Speed Range	0 ~ 70 rpm	10 ~ 70 rpm
Speed Display	Analog (Scale)	Digital, LCD
Timer	X	LCD, 1 ~ 1199 min
DC Motor Power	25 W	30 W
Size	w260×d450×h120 mm	
사용 환경	5 ~ 40°C/80% (IP21)	
Power	100 ~ 240V, 50/60 Hz	



Tube Roller 튜브 롤러, 6열 or 10열

- Touch Keypad의 사용으로 쉽고 편리한 조작
- Rolling과 Rocking의 동시 동작 (3D Rocking)
- C/T 버튼을 통한 Counting/Timer Display 변환 (Control 모델만)
- Protection class acc. to DIN EN 60529 (IP21)
- IKA

Roller 6 ①

Cat. No.	Model	Type	Roll	Display	EA Price ₩
M04-05-004	4010000	Roller 6 basic	6 개	X	1,560,000
M04-05-008	4011000	Roller 6 control		LED	1,800,000

Roller 10 ②

Cat. No.	Model	Type	Roll	Display	EA Price ₩
M04-05-012	4012000	Roller 10 basic	10개	X	1,830,000
M04-05-016	4013000	Roller 10 control		LED	2,030,000



Cat. No.	M04-05-004	M04-05-008	M04-05-012	M04-05-016
Type	Roller 6 basic	Roller 6 control	Roller 10 basic	Roller 10 control
Movement	Rocking and Rolling			
Shaking Diameter	24.5 mm (High)			
Max. Shaking Weight	2 kg (Attachment)			
Motor 입출력	16/9 W			
Working Area	350 mm			
Speed Range	30 rpm (fixed)	5 ~ 80 rpm	30 rpm (Fixed)	5 ~ 80 rpm
Timer	X	1 sec ~ 99 hr 59 min	X	1 sec ~ 99 hr 59 min
Size / Weight	w240×d545×h115 mm / 4 kg		w380×d545×h115 mm / 8.2 kg	
전기 규격	100 ~ 240 V, 50/60 Hz			