

Digital Rotator / Tube Mixer 디지털 튜브 믹서

Cat. No.	Model	Type	포함 Accessory	EA Price ₩
M04-238-151	MX-RD-Pro ①	Disk	50 ml용 (18900162)	882,400
M04-238-157	MX-RL-Pro ②	Rotisserie	50 ml용 (18900147)	1,024,700

- Touch Keypad의 사용으로 쉽고 편리한 조작
- 시계방향으로 회전하며 Mixing 작업을 수행
- Mixing Plate의 각도를 0 ~ 90°까지 조정가능
- 약세사리를 통하여 최대 50 ml (표준 규격)까지 믹싱 가능
- 최대 5종의 다른 크기의 튜브를 동시에 믹싱 가능
- Protection class acc. to DIN EN 60529 (IP21) • DLAB

Cat. No.	M04-238-151	M04-238-157
Model	MX-RD-Pro	MX-RL-Pro
Type	Disk	Rotisserie
Speed Range	10 ~ 70 rpm, Digital	
Timer	1 ~ 1199 min (Digital) or Continuous	
Mixing Angle	0 ~ 90° 조절 가능	
Motor	DC Motor, 40 W	
Size	w210×d280×h300 mm	w510×d220×h260 mm
Working Temp	5 ~ 40°C	
Working Humidity	< 80%	
Power	100 ~ 240 V, 50/60 Hz	





Disk Accessorie for MX-RD-Pro

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
M04-238-311	18900160	Disk for 1.5 ml×60개 ③	156,900
M04-238-315	18900161	Disk for 15 ml×16개 ④	80,000
M04-238-319	18900162	Disk for 50 ml×8개 ⑤	75,400
M04-238-323	18900140	Disk Support Rod, 4ea/set ⑥	36,300

- Disk Support Rod : Disk Accessory를 Dual로 사용하기 위한 것임

Rotisserie Accessorie for MX-RL-Pro

Cat. No.	Model	Type	Description	EA Price ₩
M04-238-361	18900142	Horizontal	for 1.5 ml×48개 ⑦	156,500
M04-238-365	18900143		for 15 ml×24개	140,000
M04-238-369	18900144		for 50 ml×24개	140,000
M04-238-373	18900145	Vertical	for 1.5 ml×32개 ⑧	142,400
M04-238-377	18900146		for 15 ml×16개	130,400
M04-238-381	18900147		for 50 ml×16개	130,400



Analog Rotator Tube Mixer 아나로그 튜브 믹서

Cat. No.	Model	Type	포함 Accessory	EA Price ₩
M04-238-141	MX-RD-E ①	Disk	1.5 ml, 15 ml, 50 ml 튜브	361,400
M04-238-143	MX-RL-E ②	Rotisserie	용 Clamp 각 12ea 포함	361,400

- Analog 조절방식의 경제형 튜브 믹서, 1.5 ~ 50 ml Tube용
- 1.5 ml / 15 ml / 50 ml Tube : 48ea / 16ea / 8ea 거치 가능
- 0 ~ 80 rpm 사이의 속도조절 가능 (Analog Control)
- 약세사리 18200961/2/3 포함 • DLAB

Cat. No.	M04-238-141	M04-238-143
Model	MX-RD-E	MX-RL-E
Type	Disk	Rotisserie
Speed Range / Timer	0 ~ 80 rpm, Analog / Continuous	
Mixing Angle	90° Fixed	
Motor	DC Motor, 20 W	
Size	w220×d300×h310 mm	w530×d150×h190 mm
Power	100 ~ 240 V, 50/60 Hz	

Spare Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
M04-238-145	18200961	for 1.5 ml×12개	2,900
M04-238-147	18200962	for 15 ml×12개	3,600
M04-238-149	18200963	for 50 ml×12개	4,600

