

Spin Tube Mixer 회전식 튜브 믹서, IKA Loopster Series

Cat. No.	Model	Type	Display	EA Price ₩
M04-05-020	4015000	Loopster basic ①	X	1,790,000
M04-05-024	4016000	Loopster digital ②	LED	2,000,000

- Touch Keypad의 사용으로 쉽고 편리한 조작
- 시계방향으로 회전하며 Mixing 작업을 수행
- Mixing Plate의 각도를 0 ~ 90°까지 조정가능
- 약세사리를 통하여 최대 50 ml (표준 규격)까지 믹싱 가능
- 최대 5종의 다른 크기의 튜브를 동시에 믹싱 가능
- Protection class acc. to DIN EN 60529 (IP21)
- IKA

Cat No.	M04-05-020	M04-05-024
Type	Loopster basic	Loopster digital
Movement	Rotating	
Max. Shaking Weight	2 kg (Attachment 포함)	
Motor 입출력	16/9 W	
Speed Range	20 rpm (fixed)	5 ~ 80 rpm
Timer	X	1 sec ~ 5999 min
Display	X	LED (Timer / Counter)
Sizes / Weight	w300 x d300 x h360 / 3.6 kg	
전기 규격	100 ~ 240 V, 50/60 Hz	
DC Voltage	24 V	


Optional Accessory

Tube Attachment

Cat. No.	Model	Type	Clip 수	Tube 규격	EA Price ₩
M04-05-051	4524000	DS1 ③	48	1.5 ml / Ø10	230,000
M04-05-055	4524100	DS2 ④	24	5 ml / Ø12	180,000
M04-05-059	4524200	DS3 ⑤	20	15 ml / Ø16	180,000
M04-05-063	4524300	DS4 ⑥	12	30 ml / Ø25	160,000
M04-05-067	4524400	DS5 ⑦	12	50 ml / Ø28	160,000
M04-05-069	4524500	DS6 ⑧		Universal Disc	120,000

Spare Clip

Cat. No.	Model	Type	Tube 규격	EA Price ₩
M04-05-071	4524600	DS6.1	1.5 ml / Ø10	35,000
M04-05-075	4524700	DS6.2	5 ml / Ø12	35,000
M04-05-079	4524800	DS6.3	15 ml / Ø16	40,000
M04-05-083	4524900	DS6.4	30 ml / Ø25	40,000
M04-05-087	4525000	DS6.5	50 ml / Ø28	40,000



Vertical Rotating Tube Mixer 수직 회전식 튜브 믹서, IKA Trayster Series

Cat. No.	Model	Type	Display	EA Price ₩
M04-05-701	4005000 ①	Trayster basic	X	1,790,000
M04-05-705	4006000 ②	Trayster digital	LED	1,960,000

- Touch Keypad의 사용으로 쉽고 편리한 조작
- 수직 방향으로 360°회전하며 Mixing 작업을 수행
- 약세사리를 통하여 최대 50 ml (표준 규격)까지 믹싱 가능
- 총 4가지의 Tube Insert 사용 가능 (약세사리 참고)
- 일회 실험에 최대 세개의 Tube Attachment를 사용하여 Mixing
- 최대 3종의 다른 크기의 튜브를 동시에 믹싱 가능
- Protection class acc. to DIN EN 60529 (IP21) • IKA

Cat No.	M04-05-701	M04-05-705
Type	Trayster basic	Trayster digital
Movement	Vertical Rotating	
Max. Shaking Weight	2 kg (Attachment 포함)	
Motor 입출력	16/9 W	
Speed Range	20 rpm (Fixed)	5 ~ 80 rpm
Timer	X	1 sec ~ 5999 min
Display	X	LED (Timer/Counter)
Sizes / Weight	w460 x d140 x h180 mm / 3.2 kg	
전기 규격	100 ~ 240 V, 50/60 Hz	
DC Voltage	24 V	

Optional Accessory - Interchangeable Tube Insert

Cat. No.	Model	Type	Clip 수	Tube 규격	EA Price ₩
M04-05-751	4525100	TR1 ③	24	1.5 ml / Ø10	50,000
M04-05-755	4525200	TR2 ④	24	5 ml / Ø12	50,000
M04-05-759	4525300	TR3 ⑤	12	15 ml / Ø16	50,000
M04-05-763	4525400	TR4 ⑥	6	50 ml / Ø28	50,000

