

Moisture Analyzer 수분 측정기

Cat. No.	Model	용량	수분율 최소 표시	EA Price ₩
M11-162-210	HX204	200 g	0.01%	
M11-162-220	HS153	150 g	0.5%	
M11-162-230	HC103	101 g	1.0%	
M11-162-240	HE73	71 g	1%	
M11-162-250	HE53	54 g		

- 터치 스크린 작동 및 User Guidance를 제공하여 사용이 편리 (HX204, HS153, HC103)
- 우수한 할로겐 가열 기술과 강력한 분석 능력
- 원형의 할로겐 램프는 빠르고 열을 골고루 샘플에 전달하여 단 몇 분만에 결과를 얻을 수 있음
- 금속 반사경을 적용하여 건조 오븐과 동일한 빠르고 정확한 결과 측정
- 강력한 제어 차트 및 실시간 건조 곡선으로 전체 과정 모두 확인 가능 (HX204, HS153, HC103)
- FACT 내부 교정 (HX204 : 내부 분동을 사용하여 자동으로 저울을 교정)
- Mettler Toledo



HX204, HS153



HC103



Cat. No.	M11-162-210	M11-162-220	M11-162-230	M11-162-240	M11-162-250
Model	HX204	HS153	HC103	HE73	HE53
용량	200 g	150 g	101 g	71 g	54 g
해독도	0.001%MC			0.01%MC	
수분율 최소표시	0.01%	0.5%	1.0%		1%
재현성 (2g 샘플시)		0.05%	0.1%		0.15%
재현성 (10g 샘플시)		0.01%	0.015%		0.05%
가열 방식			Halogen		
온도 설정범위		40 ~ 230°C		50 ~ 200°C	50 ~ 160°C
측정 조건 저장	300	100	20	2	1
메모리		3000	100		1
교정	내부 교정 (FACT)		외부 분동 교정 100 g (Option)		외부 분동 교정 50 g (Option)
디스플레이		7" Color Touch Screen		LCD Screen	

공통 Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	PK Price ₩
M11-162-550	HA-D90 ①	Aluminum Sample Pan, Ø90mm	80ea 201,000
M11-162-560	HA-FI ②	Glass Fiber Pad	100ea 424,000
M11-162-570	HA-DR2	Reusable Sample Pan, h15mm	1ea 324,000
M11-162-580	HA-DR1	Reusable Sample Pan, h6mm	3ea 305,000
M11-162-600	214455	Temp. Adjustable Set, 40 ~ 200°C	1ea 1,241,000
M11-162-605	214695	Gold Cage	1ea 627,000

HX204, HS153, HC103 Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
M11-162-615	30018474	HX/HS Stand for terminal	1,002,000
M11-162-620	30020836	HX/HS Transportation case	2,497,000
M11-162-625	30020851	HX/HS Temperature calibration kit, certified	1,998,000
M11-162-630	30020838	HX/HS Dust filter, 1 box with 50 filters	128,000
M11-162-636	30020850	HX/HS/HC Thermohygrometer (RHT Sensor)	735,000

- 유리섬유패드는 액체 및 점성이 있는 샘플과 같이 사용, 분석시간을 줄일 수 있음

수분 분석기 검증용 표준물질

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
M11-162-640	cSmartCal 24	24 Blisters, BAM Certificate	1,188,000
M11-162-645	SmartCal 24	24 Blisters	835,000
M11-162-650	cSmartCal 12	12 Blisters, BAM Certificate	682,000
M11-162-655	SmartCal 12	12 Blisters	473,000
M11-162-660	cStarterPac 12	12 Blisters, BAM Certificate+온습도계+CD	760,000
M11-162-665	StarterPac 12	12 Blisters, 온습도계+CD	559,000

Printer 및 관련 Accessory

Cat. No.	Model	Description	PK Price ₩
M11-162-777	65975	Printer Ribbon for HX/HS/HB, 2/set	2ea 111,000
M11-162-784	72456	Printer Paper for HX/HS/HB, 5/set	5ea 39,000
M06-162-520	30702998	USB-P25/02 Compact Printer	1ea 1,065,000



HE73/HE53

