

## Agate Mortar 마노유발

Cat. No.	Model	용량	od	id	EA Price ₩
M05-81-009	600-M-050	10 ml	50 mm	45 mm	110,100
M05-81-018	600-M-060	13 ml	60 mm	52 mm	129,900
M05-81-027	600-M-070	20 ml	70 mm	60 mm	163,600
M05-81-036	600-M-080	30 ml	80 mm	65 mm	224,700
M05-81-045	600-M-090	40 ml	90 mm	70 mm	313,700
M05-81-054	600-M-100	50 ml	100 mm	80 mm	404,700
M05-81-063	600-M-120	95 ml	120 mm	105 mm	705,500
M05-81-072	600-M-125	100 ml	125 mm	110 mm	798,700
M05-81-081	600-M-150	200 ml	150 mm	130 mm	1,617,100
M05-81-090	600-M-175	350 ml	175 mm	155 mm	2,937,600
M05-81-099	600-M-200	550 ml	200 mm	170 mm	4,556,900

- 준보석의 고강도 몰탈
- Pestle(봉)은 기본 포함
- 요청에 의해 Mortar 및 Pestle 별도 판매 가능
- C-Giese

### Spare Octagonal Shape Pestle Only

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
M05-81-109	600-M-050-P	od50 mm Mortar용	22,000
M05-81-118	600-M-060-P	od60 mm Mortar용	26,000
M05-81-127	600-M-070-P	od70 mm Mortar용	32,900
M05-81-136	600-M-080-P	od80 mm Mortar용	44,700
M05-81-145	600-M-090-P	od90 mm Mortar용	62,500
M05-81-154	600-M-100-P	od100 mm Mortar용	83,500
M05-81-163	600-M-120-P	od120 mm Mortar용	176,300
M05-81-172	600-M-125-P	od125 mm Mortar용	198,700
M05-81-181	600-M-150-P	od150 mm Mortar용	404,900
M05-81-190	600-M-175-P	od175 mm Mortar용	734,200
M05-81-199	600-M-200-P	od200 mm Mortar용	1,115,700

## Agate Mortar 마노유발

Cat. No.	Model	Top od × id	Height	EA Price ₩
M05-353-011	AG051-MP	51 × 38 mm	29 mm	77,700
M05-353-013	AG064-MP	64 × 51 mm	32 mm	99,200
M05-353-015	AG076-MP	76 × 64 mm	35 mm	143,400
M05-353-017	AG089-MP	89 × 76 mm	38 mm	228,700
M05-353-019	AG102-MP	102 × 89 mm	41 mm	289,800
M05-353-021	AG127-MP	127 × 114 mm	51 mm	554,200
M05-353-023	AG152-MP	152 × 140 mm	65 mm	917,700
M05-353-025	AG175-MP	175 × 155 mm	70 mm	2,180,500
M05-353-027	AG200-MP	200 × 170 mm	80 mm	3,072,300

- 초순수 고강도 아게이트 재질, Very Hard Silica Material
- Octagonal Shape Mortar & Pestle Set, Pestle (봉)은 기본 포함
- LabCeramic®

### Spare Octagonal Shape Pestle Only

Cat. No.	Model	Description	길이	EA Price ₩
M05-353-031	AG051-P	Pestle only od51 mm용	51 mm	16,300
M05-353-033	AG064-P	Pestle only od64 mm용	64 mm	19,500
M05-353-035	AG076-P	Pestle only od76 mm용	77 mm	27,700
M05-353-037	AG089-P	Pestle only od89 mm용	89 mm	42,400
M05-353-039	AG102-P	Pestle only od102 mm용	102 mm	57,000
M05-353-041	AG127-P	Pestle only od127 mm용	127 mm	120,500
M05-353-043	AG152-P	Pestle only od152 mm용	153 mm	182,400
M05-353-045	AG175-P	Pestle only od175 mm용	175 mm	560,000
M05-353-047	AG200-P	Pestle only od200 mm용	200 mm	868,000



### Agate (아게이트) 란?

- 보석의 일종으로 석영, 단백석, 옥수의 혼합물 등이 침전되어 만들어진 광물을 뜻함
- 때때로 다른 광물질이 스며들었을 때, 고운 적갈색이나 흰색 무늬가 나타나기도 함

### 마노유발의 특징

01. 준보석에 해당하는 고강도 재질로 만들어져 큰 마찰에도 잘 마모되지 않는 내마모성을 가짐
02. 산, 알칼리, 고열에 강한 특성을 지녀 단단한 고체뿐만 아니라 화학약품을 분쇄하기에 적합함
03. 그림감이 좋은 팔각형 모양의 Agate Mortar 과 같은 재질로 제작된 Pestle (별도 구매 가능) 한쌍이 기본 구성
04. 경도가 높은 사발은 달지 않으므로 시료가 고순도의 형태로 유지됨

