

## Alumina Mortar 알루미나 유발

Cat. No.	Model	od	id	EA Price ₩
M05-110-032	ALP120	120 mm	105 mm	245,700
M05-110-040	ALP150	150 mm	125 mm	298,300
M05-110-048	ALP170	170 mm	135 mm	368,400
M05-110-056	ALP210	210 mm	170 mm	719,300

- 재질 : Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 99.6%
- Pestle(봉)은 기본 포함
- 요청에 의해 Mortar 및 Pestle 별도 구매 가능
- LabCeramic®



## Glass Mortar, Simax® 유리 유발

Cat. No.	Model	od (d1)	높이 (h)	EA Price ₩
M05-982-358	538160080	80 mm	60 mm	52,700
M05-982-366	538160100	100 mm	75 mm	59,500
M05-982-374	538160120	120 mm	90 mm	76,000
M05-982-382	538160150	150 mm	100 mm	108,400
M05-982-390	538160200	200 mm	135 mm	146,700

- Simax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- Glass Mortar 내부는 연마되어져 있음
- Pestle (봉)은 기본 포함
- KAVALLERGLASS



## Porcelain Mortar with Spout 자제 유발, Unglazed

- Mortar 외부는 Glazed, 내부 및 바닥은 Unglazed
- Pestle 손잡이는 Glazed, 바닥면은 Unglazed
- Unglazed : 유약 처리를 하지 않아 미끄러움이 적음
- JIPO

### Mortar and Pestle Set

Cat. No.	Model	용량	id	높이	Pestle	EA Price ₩
M05-128-305	MP70	70 ml	63 mm	41 mm	Ø24 mm	16,000
M05-128-311	MP160	160 ml	90 mm	56 mm	Ø30 mm	22,900
M05-128-315	MP400	400 ml	125 mm	71 mm	Ø36 mm	45,800
M05-128-319	MP650	650 ml	150 mm	90 mm	Ø42 mm	69,400
M05-128-323	MP1000	1 L	180 mm	104 mm	Ø42 mm	86,100
M05-128-327	MP2250	2.25 L	224 mm	127 mm	Ø55 mm	118,400
M05-128-331	MP4300	4.3 L	268 mm	160 mm	Ø55 mm	164,800

### Pestle only

Cat. No.	Model	Size	EA Price ₩
M05-128-211	213a/0	Ø14×L54 mm	4,900
M05-128-213	213a/1	Ø24×L115 mm	5,400
M05-128-215	213a/2	Ø30×L135 mm	6,400
M05-128-217	213a/3	Ø36×L150 mm	7,800
M05-128-219	213a/4	Ø42×L175 mm	10,100
M05-128-221	213a/5	Ø55×L210 mm	18,200

