


### PURE™ Cell&Tissue gDNA Extraction Kit 세포/조직/박테리아/혈액 핵산 추출 키트

Cat. No.	Model	Description	Prep Unit	EA Price ₩
N01-573-031	PRG711	Pure™ Cell&Tissue gDNA Extraction Kit	50 preps	110,000
N01-573-034	PRG711H		100 preps	200,000
N01-573-037	PRG711H2		2×100 preps	300,000

- 세포 및 동물 조직 등으로 부터 gDNA 추출 최적화
- 용균 시간이 짧아 단시간에도 고농도, 고순도의 gDNA 추출 가능
- 용균 과정에서 전처리 Shredder 컬럼 사용 불필요
- 정제 과정에서 페놀 및 클로로포름과 알코올 침전 과정이 필요하지 않음
- 고순도 gDNA 정제 가능 (A260/A280 : 1.8 ~ 2.0)
- INFUSION TECH



### PURE™ Cell&Tissue RNA Extraction Kit 세포/조직/박테리아/혈액 핵산 추출 키트

Cat. No.	Model	Description	Prep Unit	EA Price ₩
N01-573-040	PRG611	Pure™ Cell&Tissue RNA Extraction Kit	50 preps	230,000
N01-573-043	PRG611H		100 preps	400,000
N01-573-046	PRG611H2		2×100 preps	500,000

- 세포 및 동물 조직 등으로 부터 RNA 추출 최적화
- 용균 시간이 짧아 단시간에도 고농도, 고순도의 RNA 추출 가능
- 용균 과정에서 전처리 Shredder 컬럼 사용 불필요
- 정제 과정에서 페놀 및 클로로포름과 알코올 침전 과정이 필요하지 않음
- 고순도 RNA 정제 가능 (A260/A280 : 1.8 ~ 2.0)
- INFUSION TECH

