


PURE™ Plasmid Miniprep Kit
플라스미드 핵산 추출 키트, DNA 추출

Cat. No.	Model	Description	Prep Unit	EA Price ₩
N01-573-061	PRG511	Pure™ Plasmid Miniprep Kit	50 preps	39,000
N01-573-064	PRG511H		100 preps	65,000
N01-573-067	PRG511H2		2×100 preps	80,000

- 고효율, 고순도의 Plasmid DNA 추출 가능
- PCR, Cloning, Sequencing, Cell transfection, Electroporation 등 후속 실험에서 사용 적합
- 최소 25분내로 간편하고 빠르게 Plasmid DNA 추출
- 고효율, 고순도 DNA 정제 가능 (A260/A280 : 1.8 ~ 2.0)
- INFUSION TECH




• Electrophoresis, qPCR results of pUC-GW Plasmid DNA extracted from cultured DH5α using PURE™ Plasmid Miniprep Kit (A-D : repeated extraction from a single culture at different timepoints, PC : PCR Positive Control, NC : PCR Negative Control)

PURE™ PCR Cleanup Kit
PCR Product 핵산 추출 키트, DNA 추출

Cat. No.	Model	Description	Prep Unit	EA Price ₩
N01-573-091	PRG411	Pure™ PCR Cleanup Kit	50 preps	39,000
N01-573-094	PRG411H		100 preps	65,000
N01-573-097	PRG411H2		2×100 preps	80,000

- PCR 후 PCR product에서 원하는 순수 DNA만 정제하도록 최적화
- 빠르고 간편하게 정제되며 DNA는 Cloning, Sequencing 등 후속 실험에 사용
- 3단계의 빠르고 간편한 PCR product 정제 프로토콜
- 고효율, 고순도 DNA 정제 가능 (A260/A280 : 1.8 ~ 2.0)
- INFUSION TECH




• Electrophoresis result of PCR purified from 1.2kb DNA PCR products using PURE™ PCR Cleanup Kit (A : PCR products 150ul, B : PCR products 100ul, C : PCR products 60ul, M : 1kb DNA Ladder)

PURE™ Gel Extraction Kit
Agarose gel 핵산 추출 키트, DNA 추출

Cat. No.	Model	Description	Prep Unit	EA Price ₩
N01-573-100	PRG311	Pure™ Gel Extraction Kit	50 preps	39,000
N01-573-103	PRG311H		100 preps	65,000
N01-573-106	PRG311H2		2×100 preps	80,000

- 겔 전기영동 후 Agarose gel에서 원하는 순수 DNA만 정제하도록 최적화
- 빠르고 간편하게 정제되며 DNA는 Ligation, Sequencing 등 후속 실험에 사용
- 빠르고 간편한 Gel Slice 정제 프로토콜
- 고효율, 고순도 DNA 정제 가능 (A260/A280 : 1.8 ~ 2.0)
- INFUSION TECH



• Electrophoresis result of gel extracted from 1.2kb DNA fragment using PURE™ Gel Extraction Kit (A : gel slice 150mg, B : gel slice 100mg, C : gel slice 50mg, M : 1kb DNA Ladder)