

Multi Water Bath 멀티 항온 수조

배송비 별도

Cat. No.	Model	Type	Capacity	EA Price ₩
B04-02-200	LB-WM631	PID Controller	6 L×3ea	1,877,000
B04-02-250	LB-WM651		11 L×3ea	2,010,100

- Bath 3개를 한 기기에 구성. 공간 효율 증대
- 각각의 Bath는 별도로 제어 가능
- PID 제어 방식으로 정확한 온도제어 가능
- 0.01℃ 온도 표시
- Seamless Stainless Steel Bath를 사용
- PC cover를 사용하여 편리하게 내부를 관찰 할 수 있음 (Option, LB-WD631 제외)
- Bath 내부 용액을 편리하게 배출 시킬 수 있는 Drain 장치
- Graphic LCD Display, 간편하고 직관적인 Controller 조작
- Auto-tuning 기능 및 온도 Calibration 기능 내장
- 2 가지 타입의 타이머. 구동과 동시에 시작, 목표 온도 도달 후 시작
- Automatical Fault Sensing System 기기 스스로 이상 상황을 감시 (특허 등록)
- 2중화 과온 안전장치, 1차 Controller 과온 Alarm과 2차 과온 차단 회로
- 누전 차단기 적용
- 요청시 통신 포트와 외부센서 포트 추가 가능
- Validation Service (IQ, OQ, PQ)
- **PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)**
- LK Labkorea

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
B04-91-153	LB-WDPL11	Optional PC cover for 11L	52,600

Validation Service

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
B04-91-989	VA-WB101	Validation for Multi Water Bath	

- 당사 기본 양식에 따른 IQ/OQ Validation Service 비용이며, 지역이나 고객 요청사항에 따라 비용이 변경될 수 있음



베스 내부



Drain



Controller



Optional PC Cover

Cat. No.		B04-02-200	B04-02-250
Model		LB-WM631	LB-WM651
Capacity		6 L×3 Bath	11 L×3 Bath
Controller	Control	PID Control, Auto Tuning	
	Display	GLCD (Graphic LCD)	
	Resolution	0.01℃	
Temperature	Timer	Run start / Wait start (99 hr 59 min)	
	Range	주변온도 +10 to +100℃	
	Accuracy at 50℃	±0.3℃	
Size	Uniformity at 50℃	±1.12℃	±1.42℃
	Interior	w155×d300×h150 mm, 3ea	w240×d300×h150 mm, 3ea
Material	Exterior	w695×d470×h385 mm	
	Interior	Stainless Steel 304	
Electric Supply	Exterior	Powder Coated Steel	
	Power	1 Phase, 220 Vac, 50/60 Hz	
	Max Consumption	800 W×3ea (10.9 A)	1 kW×3ea (13.4 A)
Other	Power Line	Standard Plug	
	Drain	1/4" Hose Nipple Male	
Safety		Over Temp. & Current Protection, Automatical Fault Sensing System	