

# Industrial Oven 산업용 건조기

배송비 별도

Cat. No.	Model	Type	Capacity	EA Price ₩
001-02-195	LO-FS720	PID Controller	720 L	12,003,200
001-02-197	LO-FS960		960 L	14,002,900
001-02-199	LO-FS1800		1800 L	16,004,300

- 열풍 순환방식으로 온도 분포도가 균일함
- Door Open시 Fan 정지 가능, 온도 변화 최소화 및 사용자의 안전성 고려
- 3중 강화 유리 투시창. Door Open 없이 내부 관찰
- 가스 배출을 위한 상부 Vent hole
- Graphic LCD Display, 간편하고 직관적인 Controller 조작
- Auto-tuning, Temperature Calibration 기능
- Automatical Fault Sensing System 기기 스스로 이상 상황을 감시 (특허 등록)
- 비상정지 버튼. 긴급 상황 시 즉각적인 장비 정지
- 2중화 과온 안전장치, 1차 Controller 과온 Alarm과 2차 과온 차단 회로
- Program type, Size 변경, 전원 변경등 특수 사양도 제작 가능
- Industrial Plug 가 적용된 제품입니다. 구매 전 확인 바랍니다.
- Validation Service (IQ, OQ, PQ)
- **PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)**
- LK Labkorea

## Optional Accessory

Cat. No.	Model	Type	EA Price ₩	
001-96-100	SI300	Sign Tower Lamp	271,500	
001-02-461	LO-FSSH51	Spare Wire Shelf	for 720 L	70,700
001-02-463	LO-FSSH52		for 960 L	83,900
001-02-465	LO-FSSH53		for 1800 L	128,300
001-02-471	LO-FSSH55	Optional Perforated Plate Shelf	for 720 L	204,100
001-02-473	LO-FSSH56		for 960 L	241,900
001-02-475	LO-FSSH57		for 1800 L	281,400

## Validation Service

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
001-91-999	VA-F0100	Validation for Oven	


- 당사 기본 양식에 따른 IQ/OQ Validation Service 비용이며, 지역이나 고객 요청사항에 따라 비용이 변경될 수 있음



LO-FS720



SI300



Wire Shelf

Cat. No.	001-02-195	001-02-197	001-02-199	
Model	LO-FS720	LO-FS960	LO-FS1800	
Capacity	720 L	960 L	1800 L	
Controller	Control	PID Control, Auto-tuning		
	Display	GLCD (Graphic LCD)		
	Resolution	0.01°C		
	Timer	Run start / Wait start (99 hr 59 min)		
Temperature	Range	주변온도 +10 ~ +250°C		
	Accuracy at 100°C	±0.3°C		
	Uniformity at 100°C	±2.0°C	±2.4°C	±2.8°C
Size	Interior	w1000×d800×h900 mm	w1100×d910×h1000 mm	w1300×d1000×h1200 mm
	External	w1480×d1000×h1180 mm	w1580×d1110×h1280 mm	w1780×d1200×h1480 mm
Material	Interior	Stainless Steel 304		
	Exterior	Powder Coated Steel		
Electric Supply	Power	3 Phase / 380VAC / 60 Hz		
	Max Consumption	4.5 kW (6.8 A)	6 kW (9.1 A)	8 kW (12.2 A)
	Power Line	Industrial Plug		
Other	Damper	∅100 mm Internal Steam, Damper & Duct Hole Base Installation		
	Plate Shelves	SUS304 Punching Plate Shelves / 6 ea		8 ea
Safety	Over Temp. & Current Protection, Automatical Fault Sensing System			