

## Pocket pH Meter 포켓형 pH 미터, Oakton®

Cat. No.	Model	측정 범위 (pH)	정밀도	온도 표시	EA Price ₩
P02-55-015	35634-30	-2.00 ~ 16.00	± 0.01 pH	O	189,100

- IP67 방수등급 및 Automatic 3 Points Calibration
- Valox® Housing Sensor는 대부분의 화학 물질에 내구성을 가짐
- Dual Display : pH와 온도가 동시에 표시됨
- 구성 : Protective Plastic Case, Battery, 끈
- 교체 가능한 센서로 유지 보수가 쉬움
- 이중 접촉 전극 센서로 폐수, 화학물, 중금속, TRIS가 포함된 용액 측정 가능
- Oakton®

Cat. No.	P02-55-015
Model	35634-30
측정 범위	-2.0 ~ 16.0 pH
분해능	0.01 pH
정밀도	± 0.01 pH
온도 표시	O
온도 보정	Automatic, 0 ~ 50°C
Calibration	up to 3 pH Points
Buffer Recognition	4.01, 7.00, 10.01 USA 4.01, 6.86, 9.18 NIST
Power	4 × 1.5 V Button Cell Battery



### Optional Accessory

Cat. No.	Model	용도	EA Price ₩
P02-55-507	35634-03	Replacement pH sensor	100,800

## Pocket pH Tester 포켓형 pH 미터, Waterproof

Cat. No.	Model	측정 범위	정밀도	EA Price ₩
P02-55-026	35423-01	0.00 ~ 14.00 pH	± 0.1 pH	211,700

- 방수, 방진형 제품으로 습도가 높은 곳이나 지저분한 환경에서도 사용 가능
- 3 Points Calibration, Automatic Temperature Compensation
- Hold 기능이 내장      • 배터리 수명 연장을 위한 자동 Off 기능
- 원터치 보정 기능 제공      • Oakton®

Cat. No.	P02-55-026	
Model	35423-01	
pH	Range	0.00 ~ 14.00
	Resolution	0.1
	Accuracy	± 0.1
Temperature	Range	0 ~ 50°C
	Resolution	0.1°C
Calibration	최대 3 Points	
Power	Four 1.5v Button-type Batteries (include)	



## Pocket pH Meter 포켓형 pH 미터, Spear Type

Cat. No.	Model	측정 범위	정밀도	EA Price ₩
P02-55-040	35634-25	-1.00 ~ 15.00 pH	± 0.01 pH	917,900

- Soft Solid, Semisolid Material 용으로 알맞음
- Test Tube와 같이 입구가 좁은 Container 내용물 pH 측정에 알맞음
- 전극교체 가능      • 자동 온도 보정 기능으로 다양한 환경에서 정확한 판독 가능
- 길고 얇은 전극으로 시험관, microtube 및 좁은 용기에서 측정 가능      • Oakton®

Cat. No.	P02-55-040
Model	35634-25
측정 범위	-1.0 ~ 15.0 pH
분해능	0.01 pH
정밀도	± 0.01 pH
측정기능온도	0 ~ 60°C
Calibration	up to 3 pH Points
Buffer Recognition	4.01, 7.00, 10.01 USA 4.01, 6.86, 9.18 NIST
Power	4 × 1.5 V Button Cell Battery



### Optional Accessory

Cat. No.	Model	용도	EA Price ₩
P02-55-045	35634-27	Replacement pH spear sensor	364,300