

Portable pH Meter 휴대용 pH 미터, FiveGo™ pH

Cat. No.	Model	형식	전극	EA Price ₩
P08-162-109	F2-Standard Kit	General	LE438-IP67	1,034,600
P08-162-113	F2-Field Kit	현장 측정용		1,121,000
P08-162-117	F2-Food Kit	식품용	LE427-IP67	1,164,400

- 대형 디스플레이와 단순한 버튼 배열 및 메뉴를 통한 간편한 사용법
- 대형 디스플레이를 통해 측정 데이터, 센서 상태, 최근 Calibration 값 등의 정보 확인 가능
- Automatic & Manual Endpoint Recording & Visual Signal
- IP67 방수 보호 기능
- Mettler Toledo

F2	Range	Resolution	Accuracy
pH	0.00 ~ 14.00 pH	0.01 pH	±0.01 pH
mV	-1999 ~ 1999 mV	1 mV	±1 mV
Temperature	0.0 ~ 100.0°C	0.1°C	±0.5°C
Calibration	최대 3 Points, 4 Buffer Group		
Input	BNC, Cinch		
Temp. Compensation	ATC & MTC		
Memory	200 Measurements, 현재 Calibration 결과값		
Size	w188×d177×h33 mm		
Battery	4×1.5V AAA, 200시간 이상 작동		



pH Electrode



Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
P08-162-508	LE438-IP67	3-in-1 Plastic pH Electrode	469,200
P08-162-512	LE427-IP67	2-in-1 식품용 pH Electrode	729,000

Bench-top pH Meter 탁상형 pH 미터, FiveEasyPlus™

Cat. No.	Model	키트구성	어플리케이션	EA Price ₩
P08-162-100	FP20-Meter	미터본체(전극미포함)	키트에 포함되지 않는 별도의 특정 센서가 필요할 경우	1,250,800
P08-162-101	FP20-Standard	LE438 센서가 포함된 표준 키트	일반적인 수용성 샘플	1,669,400
P08-162-105	FP20-Bio	LE410 센서가 포함된 키트	산, 염기 등의 수용성 샘플	1,686,200
P08-162-106	FP20-Micro	LE422 센서가 포함된 키트	바이알 및 시험관 내 소량의 샘플	1,608,000
P08-162-107	FP20-TRIS	LE420 센서가 포함된 키트	에멀전 및 오일 성분의 샘플 폐수, TRIS 등 과 같은 측정이 까다롭고 "오염된" 샘플	1,547,600

- 단순한 메뉴를 통해 쉽게 측정 가능
- 컴팩트한 디자인으로 공간을 절약.
- 최근 Calibration Data를 포함하여 최대 200개의 측정 Data 저장 가능
- RS232 또는 USB 포트를 사용하여 프린터 또는 PC로 간편하고 안전하게 Data 전송
- Mettler Toledo

Model	FP20	
pH	Range	-2.00~16.00 pH
	Resolution / Accuracy	(0.01 / 0.1 pH) / ±0.01 pH
mV	Range	-2000~2000 mV
	Resolution / Accuracy	1 mV / ±1 mV
Temperature	Range	-5.0 ~ 105.0 °C (23-221 °F)
	Resolution / Accuracy	0.1 °C / ±0.3 °C
Calibration	최대 5 Points, 4 Buffer Group	
Input	BNC, Cinch(NTC30 kΩ)	
Temp. Compensation	ATC & MTC	
Memory	200회 측정값, 최근 교정 결과	
Size	W227 × D147 × H70 mm / 0.63 kg	
Display	4.3" 분할 LCD	
Power	입력: 100-240 V / 50-60 Hz 출력: 12 V DC	



pH Electrode

Cat. No.	Model	플러그/연결	Description	EA Price ₩
P08-162-500	LE438	BNC / Cinch	통합 온도 센서를 갖춘 3-in-1 플라스틱 전극	542,000
P08-162-504	LE410		산성 또는 염기성의 수용성 샘플을 빠르게 측정할 수 있으며 통합형 온도센서와 액체 전해질이 포함된 3-in-1 유리 pH전극, 재충진이 가능함	558,800
P08-162-506	LE420	BNC	폐수, 우유 같은 에멀전 및 오일 성분의 샘플과 같은 측정이 까다롭고 "오염된" 샘플 측정에 적합하며 이동식 PTFE 슬리브 접촉부를 가진 유리 전극, 재충진이 가능함	548,800
P08-162-505	LE422		바이알 및 시험관내의 소량 샘플에 적합하며 겔 전해질이 포함된 4.3 mm 직경의 마이크로 pH 전극	496,200