

## I Multi-Function pH Meter, Module-Type 정밀형 pH 미터, 다용도 모듈형, Seven Multi™

Cat. No.	Model	Parameter	전극	EA Price ₩
P02-162-220	S400	pH/ mV/°C	X (포함 안됨)	
P02-162-226	S400-Kit		Expert Pro-ISM	
P02-162-230	S400-Bio		Routine Pro-ISM	
P02-162-252	S500	pH/ mV / Ion/°C	X (포함 안됨)	
P02-162-256	S500-Kit		Expert Pro-ISM	
P02-162-260	S500-Bio		Routine Pro-ISM	
P02-162-264	S500-F		PerfectION Fluoride	
P02-162-271	S470	pH/ mV/ Conductivity/°C	X (포함 안됨)	
P02-162-275	S470-Kit		Expert Pro-ISM, 731	
P02-162-279	S470-USP/EP		Pure Pro-ISM, 741	
P02-162-299	S475	pH/ mV/ Ion/ Conductivity/°C	X (포함 안됨)	

- 기기 한 대로 pH, 전도도, 이온을 측정할 수 있는 Module 시스템
- 기본 Multi Meter에 필요한 Module (pH, 전도도, 이온)을 장착하여 2 가지 기기의 기능을 수행 (2개의 전도도 모듈 제외)
- 기본 구성 Model은 일반적으로 많이 사용되는 구성을 System화 시킨 모델 (Upgrade expansion unit을 이용하여 기능 확장 및 구성 변화 가능)
- 모듈을 새로 장착 및 교환하여도 그 모듈을 자동으로 인식함
- Module
  - PH/MV Expansion Unit (Option) - Conductivity Expansion Unit (Included)
  - PH/Ion Expansion Unit (Option) - Blank Expansion Unit (Included)
- Large Color Display and Intuitive Touch Screen Operation
- GLP Compliant, Including User Management
- The USB, Ethernet and RS232 Interface
- Connection : Barcode Reader, Fingerprint Reader, USB Stick, Network Printer
- Mettler Toledo / SevenExcellence™



S400

CE



CE

### 구성 Component

Model	Components
S400	Instrument, pH/mV Module, 2 Blank Module Electrode Holder, Cover, 매뉴얼, Quick Guide, PC Software, Test Certificate
S400-Kit	S400 구성품, InLab Expert Pro-ISM 2 Buffer Sachets for pH 4.01, 7.00, 9.21 and 10.00
S400-Bio	S400-Kit 구성품, 단 전극은 InLab Routine Pro-ISM
S400-ISFET	S400-Kit 구성품, 단 전극은 InLab 490
S500	Instrument, pH/Ion Module, 2 Blank Module Electrode Holder, Cover, 매뉴얼, Quick Guide, PC Software, Test Certificate
S500-Kit	S500 구성품, InLab Expert Pro-ISM 2 Buffer Sachets for pH 4.01, 7.00, 9.21 and 10.00
S500-Bio	S500-Kit 구성품, 단 전극은 InLab Routine Pro-ISM
S500-F	S500-Kit 구성품, 단 전극은 Perfect Ion Fluoride
S470	S400 구성품, 단 Blank Module 대신 Conductivity Module
S470-Kit	S470 구성품, InLab Expert Pro-ISM, InLa 731-ISM 2 Buffer Sachets for pH 4.01, 7.00, 9.21 and 10.00
S470-USP/EP	S470-Kit 구성품, 단 전극은 InLab Pure Pro-ISM, InLab 741-ISM
S475	S400 구성품, Blank Module 대신 Conductivity Module & pH/Ion Module

### S400, Multi-function pH Meter

구분	Measuring Range	Resolution	Accuracy
pH	-2.000 ~ 20.000	0.001, 0.01, 0.1	±0.002
mV (rel. mV)	-2000.0 ~ 2000.0	0.1, 1	±0.1
Temperature	-30 ~ 130°C	0.1°C	±0.1°C
Ion	-	-	-
Connector	pH (BNC), Temp (Cinch/RCA(NTC 30kΩ)), Stirrer(Mini-DIN)		
Interface	Interface (RS232, USB-A, USB-B, LAN)		
Power	DC 12V-10W		
Size	w235×d188×h75 mm, 1120 g		

### S500, Multi-function pH Meter

구분	Measuring Range	Resolution	Accuracy
pH	-2.000 ~ 20.000	0.001, 0.01, 0.1	±0.002
mV (rel. mV)	-2000.0 ~ 2000.0	0.1, 1	±0.1
Temperature	-30 ~ 130°C	0.1°C	±0.1°C
Ion	0 ~ 999999 mg/L	0.001 ~ 1	±0.5%
Connector	pH (BNC), Temp (Cinch/RCA(NTC 30kΩ)), Stirrer(Mini-DIN)		
Interface	Interface (RS232, USB-A, USB-B, LAN)		
Power	DC 12V-10W		
Size	w235×d188×h75 mm, 1120 g		

다음 페이지에서 계속...