

Portable pH Meter 휴대용 pH 미터, Seven2Go™

Cat. No.	Model	Description	전국	EA Price ₩
P08-162-121	S2-Standard Kit	General	InLab Expert Pro-ISM-IP67	
P08-162-125	S2-Field Kit	현장 측정용		

- InLab Export Pro ISM-IP67 : Peek 재질의 Plastic 전국
- 넓은 측정 범위와 정확한 측정값
 - 설명서가 불필요한 쉬운 작동법
- ISM 모델: 센서가 기기에 연결이 되면 자동으로 센서 ID, 일련번호, 마지막 교정 데이터를 저장함.
- IP67 등급 : 견고한 방수 하우징
 - USB Interface를 이용한 Data 전송 (S8 Meter)
- **Mettler Toledo**

Model		S2
pH	Range	-2.00 ~ 20.00 pH
	Resolution	0.01 pH
	Accuracy	±0.01 pH
mV	Range	-1999 ~ 1999 mV
	Resolution	1 mV
	Accuracy	±1 mV
Temperature	Range	-5.0 ~ 105.0°C
	Resolution	0.1°C
	Accuracy	±0.5°C
Calibration	Calibration Point	5
	Buffer Group	4
	자동 Buffer 인식	Yes
측정 Data 저장		200
Sensor Input interface		BNC (1012Ω) / RCA (Cinch) No



S2



ISM-IP67

Portable pH / Ion Meter 휴대용 pH / 이온 미터, Seven2Go™

Cat. No.	Model	Description	전국	EA Price ₩
P08-162-129	S8-Standard Kit	General	InLab Expert Pro-ISM-IP67	
P08-162-134	S8-Field Kit	현장 측정용		
P08-162-137	S8-Biotech Kit	Bio	InLab Routine Pro ISM (BNC Cable 포함)	

- 기타 자세한 내용은 상단 S2 pH Meter 참조
- **Mettler Toledo**

Model		S8
pH	Range	-2.000 ~ 20.000 pH
	Resolution	0.001 pH
	Accuracy	±0.002 pH
mV	Range	-2000 ~ 2000 mV
	Resolution	0.1 mV
	Accuracy	±0.1 mV
Ion	Range	1.0 ⁻⁹ ~ 9.99 × 1.0 ⁹
	Resolution	3 or 4 Digits (Auto-range)
	Accuracy	±0.5 %
Temperature	Range	-5 ~ 130°C (ATC) / -30 ~ 130°C (MTC)
	Resolution	0.1°C
	Accuracy	±0.2°C
Calibration	Calibration Point	5
	Buffer Group	8
	자동 Buffer 인식	Yes
측정 Data 저장		200 (GLP Conform)
Sensor Input interface		BNC (1012Ω) / RCA (Cinch) / 2 mm Banana Micro-USB (USB Device)

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
P02-162-502	51344102	InLab® Expert Go-ISM	997,600
P02-162-523	51344055	InLab® Routine Pro-ISM	938,400
P02-162-527	51343156	InLab® Solids Pro-IP67	1,184,600
P02-162-550	51343031	InLab® Versatile Pro	699,800



S8



InLab® Expert Pro-ISM



InLab® Routine Pro-ISM