


## Graduated Pipet, Total Delivery, Type 3, BLAUBRAND®

### 메스 전량 피펫, Class AS + Batch 보증서

Cat. No.	Model	용량 (ml)	눈금 (ml)	Tol. (ml)	Color Code ISO1769	길이 (mm)	Cotten Plug	EA Price ₩	PK Price ₩
P09-59-800	28405	0.5	0.01	0.006	2 X Yellow	360	No	7,100	12ea 78,900
P09-59-804	28406	1		0.007	Yellow	360	No	6,300	12ea 70,100
P09-59-808	28409	2	0.02	0.01	Black	360	No	7,000	12ea 77,700
P09-59-812	28411	5	0.05	0.03	Red	360	Yes	8,000	12ea 89,000
P09-59-816	28413	10	0.1	0.05	Orange	360	Yes	8,500	12ea 94,800
P09-59-820	28414	20		0.1	2 X Yellow	360	Yes	10,900	6ea 61,100
P09-59-824	28415	25		0.1	White	450	Yes	10,500	6ea 58,900

- AR-GLAS®, Type 3, Serological Pipet
- Class AS, with Batch Certificate
- Complied with DIN EN ISO 835 (Waiting Time : 5초)
- Zero (0) Point at the Top, 상부가 "0"부터 시작함
- Conformity Certified, Calibrated to Deliver (TD.Ex)
- 보증서(Batch Certificate) 포함, Batch Number가 Pipet에 Mark됨
- Brand GmBH




## PP Graduated Pipet

### 플라스틱 메스 피펫, Class B

Cat. No.	Model	용량	눈금	정밀도	길이	EA Price ₩	PK Price ₩
P03-20-501	27607	1 ml	0.1 ml	±0.02ml	300 mm	19,200	12ea 222,900
P03-20-506	27610	2 ml	0.1 ml	±0.02ml		19,300	12ea 224,900
P03-20-511	27612	5 ml	0.1 ml	±0.05ml	330 mm	20,000	12ea 233,200
P03-20-516	27613	10 ml	0.1 ml	±0.10ml		33,200	12ea 386,300

- 재질 : PP, 0 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- Calibrated to meet class B Tolerances
- 60°C 이상의 온도에 노출되면 정확성에 영향을 줄 수 있음
- Brand GmBH



## Graduated Pipet, Partial Delivery, Type 1

### 메스 부분 피펫, Class AS + Batch 보증서

- AR-GLAS®, Type 1, Mohr Pipet
- 상부 눈금부터 하부 눈금까지의 용량 표시
- Complied with DIN EN ISO 835(Waiting Time : 5초)
- 상부가 0부터 시작함 (Zero Point at the Top)

#### Class AS, with Batch Certificate / 보증서 포함, BLAUBRAND®

Cat. No.	Model	용량	눈금	Tol.	색상	길이	EA Price ₩	PK Price ₩
P03-59-651	27721	0.5 ml	0.01 ml	0.006	2 x Yellow	360 mm	7,200	12ea 80,600
P03-59-655	27722	1 ml	0.01 ml	0.007	Yellow	360 mm	6,200	12ea 69,000
P03-59-663	27725	2 ml	0.02 ml	0.01	Black	360 mm	6,900	12ea 77,100
P03-59-667	27727	5 ml	0.05 ml	0.03	Blue	360 mm	8,000	12ea 89,000
P03-59-671	27729	10 ml	0.1 ml	0.05	Orange	360 mm	8,500	12ea 94,500
P03-59-675	27731	25 ml	0.1 ml	0.1	White	450 mm	11,800	6ea 65,800

- Conformity Certified, Calibrated to Deliver(TD.Ex)
- 보증서(Batch Certificate) 포함, Batch Number가 Pipet에 Mark되어짐
- Brand GmBH

#### Class AS, without Batch Certificate / 보증서 불포함

Cat. No.	Model	용량	눈금	색상	EA Price ₩	PK Price ₩
P03-74-421	434335314	1 ml	0.01 ml	Yellow	3,000	10ea 27,100
P03-74-425	434335516	2 ml	0.02 ml	Black	3,000	10ea 27,100
P03-74-429	434335618	5 ml	0.05 ml	Red	3,000	10ea 27,100
P03-74-433	434335719	10 ml	0.1 ml	Orange	3,300	5ea 14,900
P03-74-441	434335723	25 ml	0.1 ml	White	6,000	5ea 27,100

- 보증서가 포함되지 않았으나, Class AS의 정밀도를 가지는 보급형 제품임
- Techno Glass

