


Pipet Controller 피펫 컨트롤러

Cat. No.	Model	용량	색상	EA Price ₩
P09-59-311	26200 ①	0.1 ~ 200 ml	Gray	124,500
P09-59-315	26202 ②		Blue	124,500
P09-59-316	26203		Magenta	124,500

- 0.1 ~ 200 ml 까지의 모든 피펫과 사용 가능
- 121°C (2 bar)에서 Fully Autoclavable, DIN EN 285
- Conical Silicone Adapter 장착으로 여러 지름의 피펫 사용 가능
- 3 um의 Hydrophobic Filter 기본 장착, Spare 1개 기본 포함
- Brand GmBH

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
P09-59-321	26052	Hydrophobic Filter 3 um, PP / PTFE	14,700
P09-59-323	26146	Silicone Adapter, L44 mm	9,800



Levo Pipet Controller 레보 피펫 컨트롤러

Cat. No.	Model	Description	Color	EA Price ₩
P03-238-614	728001	1 ~ 100 ml용	Navy	27,100
P03-238-618	728003		Green	29,200
P03-238-622	728005		North Carolina Blue	29,200

- 1 ~ 100 ml 까지의 거의 모든 피펫과 사용 가능
- 3 um의 PTFE Filter를 내장, 외부 공기로 부터의 오염 방지
- 잔류액을 방출하기 위한 기능을 가지고 있음
- DLAB

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
P03-238-624	722912	Filter, 3.0 um	2,900



Micro Pipette Controller 마이크로 피펫 컨트롤러

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
P09-59-338	25800	Micro Pipet Controller	99,400

- Ring Mark를 가지고 있는 Disposable Micro pipette과 사용
- 1 ml 이하의 Small Volume Pipette용
- Blood Diluting & Blood Sugar Pipettes
- od 5 mm까지의 피펫과 사용 가능함
- Brand GmBH

Spare Adapter

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
P09-59-341	25805	Spare Suction System	77,600



Micro Pipetter for Capillary Tube 마이크로 피펫터

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
P03-23-500	9609900	Adapter 2ea 기본 포함	83,600

- Micro Capillary Tube용 피펫
- Wenk

Spare Adapter

Cat. No.	Model	규격	색상	EA Price ₩	PK Price ₩
P03-23-976	9609901	1 ~ 50 ul	White	2,300	10ea 22,000
P03-23-981	9609902	100 ~ 200 ul	Yellow	2,300	10ea 22,000

