

Stirring Oil Bath 자력 교반식 오일배스

Cat. No.	Model	Type	용량	EA Price ₩
B04-05-007	20003549	HBR 4 Control	4 L	8,210,000

- Sample의 온도를 일정하게 유지 시켜주면서 Stirring이 가능함
- 이중 자켓과 이동형 손잡이가 있어 작업자는 화상으로부터 안전함
- 수조 자체에서 가열 조건 통합관리
- 열전달 매체는 저점도 오일(50 mPas) 및 물(H₂O) 사용 가능
- DIN 12877에 따른 안전 온도 제한 기능
- 화상 방지를 위한 이중벽 수조
- 설정온도, 실제온도, 안전온도, 속도 표기 디스플레이
- 수조 내부의 보다 나은 열 분배를 위한 마그네틱 교반 장치 포함
- RS 232 호환
- 외부 온도센서 PT 1000.60은 가열수조 기본 구성에 포함
- IKA



CE

Cat. No.	B04-05-007	
Model	20003549	
Type	HBR 4 Control	
Capacity	4 L	
Filling point min.	20mm	
Heater	1 Kw	
Material	Stainless Steel 1.4301	
Shaking Speed	150 ~ 800 rpm	
Heating temperature range	RT ~ 200°C	
Set temperature resolution	±1 K	
Controller oscillation (3 l water / 90 °C)	±1 K	
Controller oscillation (3l Silicone oil / 50mPas / 150 °C)	±2 K	
Motor rating input	5 W	
Motor rating output	1 W	
Adjustable safety circuit	50 ~ 210°C	
DIN 12876	II	
Size	Internal	∅200×h160 mm
	Outer	∅250×h250 mm
	Dimensions (W x H x D)	340 x 250 x 340 mm
Weight	5.6 kg	
Permissible ambient temperature max	40°C	
Permissible relative humidity	80 %	
DIN EN 60529	IP 20	
Power	220 V, 50/60 Hz / 1020W	

Aluminum Bath 중탕 배스

Cat. No.	Model	Size	EA Price ₩
B04-11-100	112281	∅150×h68 mm	27,700
B04-11-200	112282	∅180×h78 mm	37,500

- LK Labkorea

