

Pipet Aid, Accu-Jet® S 피펫 에이드, 충전식

Cat. No.	Model	용량	내장 필터	EA Price ₩
P03-59-716	26350	0.1 ~ 200 ml	0.2 um, Hydrophobic	899,500

- 190 g으로 가볍고 작아 작업이 편리함
- Liquid를 2가지 Mode로 Delivery할 수 있음
 - Gravity Delivery : for Pipettes Calibrated "to delivery"
 - Blow-out Delivery : Motor Power에 의한 분주
- 엄지로 Wheel을 돌리는 것으로 속도 조절이 가능함
- Slow Speed Setting으로 저용량 피펫도 정밀하게 조절 가능함
- Recharging Indicator : 방전 2시간전 점등기능
- 4시간 충전, 8시간 연속 사용
- 구성 : Pipet Aid, Battery, Wall support, Adapter, 2 Filter, Manual
- Brand GmbH

Spare Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
P03-59-721	26530	Hydrophobic Filter, 0.2 um, Sterile	16,100
P03-59-723	26535	Hydrophobic Filter, 0.2 um, Non-Sterile	12,700
P03-59-725	26508	Silicon Adapter with Non-return Valve	34,900
P03-59-727	26630	NiMH Battery, 2.4V / 700 mAh	40,500



P03-59-716



Pipet Aid, LevoPlus® 피펫 에이드, 충전식

Cat. No.	Model	용량	내장 필터	EA Price ₩
P03-238-711	710932	1 ~ 100 ml	PTFE, 0.45 um	227,700

- 작고 가벼워 한손으로 들고 작업하기에 적합
- LCD Display : 잔여 배터리량, 흡입 or 분주 속도
- 8단계로 Aspirate Speed를 조절 할 수 있음
- 0.45 um의 Hydrophobic Filter를 내장
- Lithium Ion Battery - 충전시간 : 2~3시간, 사용시간 : 8시간
- 50 ml Pipet를 5초안에 Filling하는 강력한 흡입력
- ISO 9001, 13485와 GLP Guideline에 적합
- 구성 : 본체, 충전지, Filter, 어댑터
- DLAB

Spare Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
P03-238-852	712912	0.45 um Hydrophobic Filter ①	10,100
P03-238-855	17000207	Silicon Adapter ②	4,500
P03-238-860	711124	충전지 ③	28,400
P03-238-869	17500150	Power Adapter	46,100



P03-238-711



Pipet Aid 피펫 에이드, 충전식

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
P03-11-020	PA10	1 ~ 100 ml	w125×h137×d27 mm	262,500

- 작고 가벼워 한손으로 들고 작업하기에 알맞음
- 유용하고 편리한 벤치 & 벽걸이 스탠드
- 9단계로 Aspirate Speed를 조절 할 수 있음
- 0.45 um의 Hydrophobic Filter 내장
- 2,500 mAH 대용량 배터리로 완충 시 연속 24시간 이상 사용 가능
- 25 ml Pipet를 4초안에 Filling하는 강력한 흡입력
- 구성 : 본체, 충전기, Filter, 스탠드, 네임 라벨
- LK Labkorea (Made in Korea)

Spare Accessory

Cat. No.	Model	Diameter	Pore Size	PK Price ₩
F14-61-349	PF25045	Ø25 mm	0.45 um	50ea 38,500



P03-11-020