

"Brand" Variable Volume Micropipet, Single channel 가변형 마이크로 피펫, Transferpette® S

Cat. No.	Model	Type	용량	Accuracy	EA Price ₩
P09-59-060	705868	D-1	0.1 ~ 1 ul	±2%	445,400
P09-59-062	705869	D-2.5	0.1-2.5ul	±1.4%	445,400
P09-59-064	705870	D-10	0.5 ~ 10 ul	±1%	445,400
P09-59-068	705872	D-20	2 ~ 20 ul	±0.8%	445,400
P09-59-072	705873	D-50	5 ~ 50 ul		445,400
P09-59-076	705874	D-100	10 ~ 100 ul	±0.6%	445,400
P09-59-080	705878	D-200	20 ~ 200 ul		445,400
P09-59-084	705880	D-1000	100 ~ 1000 ul		445,400
P09-59-088	705882	D-5000	500 ~ 5000 ul		445,400
P09-59-092	705884	D-10000	1000 ~ 10000 ul		445,400

- Hand Position의 이동없이 모든 조작이 가능한 편리한 디자인
- 적은 힘으로 일정하고 부드러운 피펫팅이 가능함
- Completely autoclavable at 121°C (20 min)
- Volume Change Protection을 위한 Secure Lock
- Corrosion-resistant Piston & Ejector
- 구성 : Transferpette® S, Conformity Certified, Performance Certificate, Rack Mount
- 별도의 도구 없이도 쉬운 Calibration, ISO8655
- Tip 선택시 "Brand" Tip Selection Guide (773 Page) 참조
- 별도의 도구 없이도 쉬운 Calibration, ISO8655
- CE-IVD-Compliant
- 다른 제조사 Tip과 호환하여 사용 가능
 - D-1 : Brand의 Nano-Cap™ 만 사용 가능함
 - D-5000 : Brand 또는 Thermo Fisher Scientific (Finnpipette®) Tip과 사용 가능함
 - D-10000 : Brand 또는 Gilson®, Eppendorf® Tip과 사용 가능함
- Option Accessory는 (794 Page) 참조 • Brand GmbH

Accessory

Cat. No.	Model	Description	PK Price ₩
P09-59-095	704652	Filter for all Brand Pipette for 0.5 ~ 5 ml	25ea 14,200
P09-59-099	704653	Filter for all Brand Pipette for 1 ~ 10 ml	25ea 23,700



"Brand" Fixed-Volume Micropipet, Single channel 고정형 마이크로 피펫, Transferpette® S

Cat. No.	Model	Type	용량	Accuracy	EA Price ₩
P09-59-173	705808	F-10	10 ul	±1%	282,900
P09-59-176	705816	F-20	20 ul	±0.8%	282,900
P09-59-179	705820	F-25	25 ul		282,900
P09-59-182	705828	F-50	50 ul		282,900
P09-59-185	705838	F-100	100 ul	±0.6%	282,900
P09-59-188	705844	F-200	200 ul		282,900
P09-59-191	705854	F-500	500 ul		282,900
P09-59-194	705862	F-1000	1000 ul		282,900
P09-59-197	705864	F-2000	2000 ul	±0.8%	282,900

- Hand Position의 이동없이 모든 조작이 가능한 편리한 디자인
- 적은 힘으로 일정하고 부드러운 피펫팅이 가능함
- Completely autoclavable at 121°C (20 min)
- Corrosion-resistant Piston & Ejector
- 구성 : Transferpette® S, Conformity Certified, Performance Certificate, Rack Mount
- 별도의 도구 없이도 쉬운 Calibration, ISO8655
- Tip 선택시 "Brand" Tip Selection Guide (773 Page) 참조
- CE-IVD-Compliant
- 다른 제조사 Tip과 호환하여 사용 가능
 - D-1 : Brand의 Nano-Cap™ 만 사용 가능함
 - D-5000 : Brand 또는 Thermo Fisher Scientific (Finnpipette®) Tip과 사용 가능함
 - D-10000 : Brand 또는 Gilson®, Eppendorf® Tip과 사용 가능함
- Brand GmbH

