

"Rainin" Micropipet, Pipet-Lite XLS™

마이크로피펫

- 마그네틱 보조장치를 통해 플린저의 힘을 최대 감소시킴
- 인체 공학적 디자인을 통한 가볍고 부드러운 실험 수형
- 쉬운 볼륨 조절 및 볼륨 잠금 장치 장착
- Shaft & Ejector는 Autoclave 가능
- Rainin / RAININ Pipet-Lite XLS™

LTS 타입 피펫

Cat. No.	Model	Volume Range	Increment	EA Price ₩
P09-162-211	L-2XLS+	0.1 ~ 2 ul	0.002 ul	510,600
P09-162-215	L-10XLS+	0.5 ~ 10 ul	0.02 ul	510,600
P09-162-219	L-20XLS+	2 ~ 20 ul		510,600
P09-162-223	L-100XLS+	10 ~ 100 ul	0.2 ul	510,600
P09-162-227	L-200XLS+	20 ~ 200 ul		510,600
P09-162-231	L-300XLS+	20 ~ 300 ul	0.5 ul	510,600
P09-162-235	L-1000XLS+	100 ~ 1000 ul	2 ul	510,600
P09-162-239	L-2000XLS+	200 ~ 2000 ul		510,600
P09-162-243	L-5000XLS	500 ~ 5000 ul	5 ul	510,600
P09-162-247	L-10MLXLS	1 ~ 10 ml	20 ul	510,600
P09-162-251	L-20MLXLS	2 ~ 20 ml		510,600

- LTS 타입 피펫은 Rainin LTS팁으로만 사용 가능
- LTS : Lite Touch System

TRD 타입 피펫

Cat. No.	Model	Volume Range	Increment	EA Price ₩
P09-162-311	SL-2XLS+	0.1 ~ 2 ul	0.002 ul	520,600
P09-162-315	SL-10XLS+	0.5 ~ 10 ul	0.02 ul	520,600
P09-162-319	SL-20XLS+	2 ~ 20 ul		520,600
P09-162-323	SL-100XLS+	10 ~ 100 ul	0.2 ul	520,600
P09-162-327	SL-200XLS+	20 ~ 200 ul		520,600
P09-162-331	SL-300XLS+	20 ~ 300 ul	0.5 ul	520,600
P09-162-335	SL-1000XLS+	100 ~ 1000 ul	2 ul	520,600
P09-162-339	SL-2000XLS+	200 ~ 2000 ul		520,600
P09-162-343	SL-5000XLS	500 ~ 5000 ul	5 ul	590,200
P09-162-347	SL-10MLXLS	1 ~ 10 ml	20 ul	590,200

- Universal Type의 피펫팁과도 호환가능한 모델
- 팁 호환표는 783 Page 참조



"Rainin" Micropipet for Universal-Fit, Pipet-Lite PL™

레이닌 보급형 마이크로 피펫, Universal Tip 사용

Cat. No.	Model	Volume Range	Increment	EA Price ₩
P09-162-181	SL-2PL	0.1 ~ 2 ul	0.002 ul	298,000
P09-162-183	SL-10PL	0.5 ~ 10 ul	0.02 ul	298,000
P09-162-185	SL-20PL	2 ~ 20 ul		298,000
P09-162-187	SL-100PL	10 ~ 100 ul	0.2 ul	298,000
P09-162-189	SL-200PL	20 ~ 200 ul		298,000
P09-162-191	SL-1000PL	100 ~ 1000 ul	2.0 ul	298,000
P09-162-193	SL-5000PL	500 ~ 5000 ul	5.0 ul	385,600
P09-162-195	SL-10MLPL	1 ~ 10 ml	10.0 ul	385,600

- Universal Tip과 호환되는 피펫
- 팁 호환표는 783 Page 참조
- Ceramic Piston 사용으로 Corrosion & Aggressive Sample 에 잘 견딤
- 쉬운 볼륨 조절 및 볼륨 잠금 장치 장착
- Quick Release Tip Ejector는 Autoclave 가능
- Rainin / Pipet-Lite PL™

