

## Electronic Pipette, E4 XLS®

### 전동식 마이크로 피펫

- 정확한 Stepper Motor기술 적용
- 사용자에게 의한 오류의 최소화 및 정확성, 재현성을 극대화
- 기능 : 피펫팅/분주, 정정/희석, 믹싱/볼륨 시퀀싱, 수중/블룸 피펫팅, 피펫팅 횡수
- LTS 타입 피펫은 Rainin LTS팁으로만 사용 가능하며  
TRD타입은 일반 Universal Tip을 사용 가능함 (783 Page Tip 호환표 참조)
- LTS : Lite Touch System
- Li-Ion Battery 포함
- Rainin

#### LTS 타입 피펫

Cat. No.	Model	Volume Range	Increment	EA Price ₩
P11-162-212	E4-10XLS	0.5 ~ 10 ul	0.01 ul	1,212,600
P11-162-216	E4-20XLS	2 ~ 20 ul	0.02 ul	1,212,600
P11-162-220	E4-100XLS	10 ~ 100 ul	0.1 ul	1,212,600
P11-162-224	E4-200XLS	20 ~ 200 ul	0.2 ul	1,212,600
P11-162-228	E4-300XLS	20 ~ 300 ul		1,212,600
P11-162-232	E4-1000XLS	100 ~ 1000 ul	1 ul	1,212,600
P11-162-236	E4-2000XLS	200 ~ 2000 ul	2 ul	1,212,600
P11-162-240	E4-5000XLS	500 ~ 5000 ul	5 ul	1,212,600
P11-162-244	E4-10MLXLS	1 ~ 10 ml	10 ul	1,212,600
P11-162-248	E4-20MLXLS	2 ~ 20 ml	20 ul	1,212,600

#### TRD 타입 피펫

Cat. No.	Model	Volume Range	Increment	EA Price ₩
P11-162-412	SE4-10XLS	0.5 ~ 10 ul	0.01 ul	1,279,000
P11-162-416	SE4-20XLS	2 ~ 20 ul	0.02 ul	1,279,000
P11-162-420	SE4-100XLS	10 ~ 100 ul	0.1 ul	1,279,000
P11-162-424	SE4-200XLS	20 ~ 200 ul	0.2 ul	1,279,000
P11-162-428	SE4-300XLS	20 ~ 300 ul		1,279,000
P11-162-432	SE4-1000XLS	100 ~ 1000 ul	1 ul	1,279,000
P11-162-436	SE4-2000XLS	200 ~ 2000 ul	2 ul	1,279,000
P11-162-440	SE4-5000XLS	500 ~ 5000 ul	5 ul	1,279,000
P11-162-444	SE4-10MLXLS	1 ~ 10 ml	10 ul	1,279,000



Wall Power Supply 및  
Rapid Charge Stand는  
779 Page 참조



## "Rainin" Electronic Multichannel Pipette 전동식 멀티 채널 마이크로 피펫, LTS Type Pipet

#### 8 Channel Pipette

Cat. No.	Model	Volume Range	Increment	EA Price ₩
P09-162-701	E8-10XLS+	1 ~ 10 ul	0.01 ul	2,171,600
P09-162-705	E8-20XLS+	2 ~ 20 ul	0.02 ul	2,171,600
P09-162-709	E8-50XLS+	5 ~ 50 ul	0.05 ul	2,171,600
P09-162-713	E8-200XLS+	20 ~ 200 ul	0.2 ul	2,171,600
P09-162-717	E8-300XLS+	20 ~ 300 ul		2,171,600
P09-162-721	E8-1200XLS+	100 ~ 1200 ul	1 ul	2,710,800

#### 12 Channel Pipette

Cat. No.	Model	Volume Range	Increment	EA Price ₩
P09-162-741	E12-10XLS+	1 ~ 10 ul	0.01 ul	2,709,600
P09-162-745	E12-20XLS+	2 ~ 20 ul	0.02 ul	2,432,800
P09-162-749	E12-50XLS+	5 ~ 50 ul	0.05 ul	2,432,800
P09-162-753	E12-200XLS+	20 ~ 200 ul	0.2 ul	2,432,800
P09-162-757	E12-300XLS+	20 ~ 300 ul		2,432,800
P09-162-761	E12-1200XLS+	100 ~ 1200 ul	1 ul	3,501,400

#### Adjustable Spacer Electronic Pipette, 6- & 8 Channel

Cat. No.	Model	Type	Increment	EA Price ₩
P11-162-003	EA6-300XLS	6 Channel	20 ~ 300 ul	3,708,400
P11-162-007	EA6-1200XLS		100 ~ 1200 ul	3,708,400
P11-162-011	EA8-50XLS	8 Channel	5 ~ 50 ul	4,120,400
P11-162-015	EA8-300XLS		20 ~ 300 ul	4,120,400
P11-162-019	EA8-1200XLS		100 ~ 1200 ul	4,120,400

- 9 ~ 19 mm 사이에서 Tip의 간격을 조절 할 수 있음
- 360° 회전 가능한 Pipet Head



Adjustable

- 실린더 모양의 LTS 팁이 각각의 노즐에 맞아 팁 로딩 시간이 짧음
- LTS 타입 피펫은 Rainin LTS팁으로만 사용 가능함
- Li-Ion Battery 포함
- Rainin / E4 XLS®+