

## Heating Bath / Oil Bath 오일 배스

Cat. No.	Model	용량	온도 범위	EA Price ₩
E02-238-361	LO-BR005	5 L	Max 180°C	455,400

- Water 또는 Oil Mode 전환식
- OverHeating Protection : 220°C
- Boil-Dry Protection
  - Heating bath에 물/오일 없이 가열 시 자동으로 전원 Off
- PID 제어로 높은 온도 정확도
- LK Labkorea

Cat. No.	E02-238-361			
Model	LO-BR005			
Capacity	5 L			
Heating Power	1010 W			
Material	Stainless Steel Bath			
Display	LED Digital Display			
Temperature	Range	RT - 180°C		
	Accuracy	±1°C (Water), ±3°C (Oil)		
Size	Internal	In Ø220mm / out Ø280mm / depth 132mm		
	External	w300 × d300 × h240 mm		
Power	220 ~ 240V, 50/60Hz			



## Digital Oil Bath 정밀형 디지털 오일 배스

Cat. No.	Model	Type	용량	가열온도	EA Price ₩
E02-05-601	20016334	HB Digital	4L	180 °C	3,260,000
E02-05-602	20016337	HB ECO	4L	99 °C	2,630,000

- 인체 공학적인 손잡이
- USB interface
- 명확한 흑백 디스플레이
- 안전모드 (HB Digital)
- 자세한 규격은 홈페이지 ([www.labmart.co.kr](http://www.labmart.co.kr)) 참조
- IKA



Cat. No.	E02-05-601	E02-05-602
Model	HB Digital	HB ECO
최대 용량	4 L ( 최소 수주 높이 60 mm )	
가열 가능 온도	Max. 180 °C	Max. 99 °C
구조 재질	stainless steel 304	
제어 정확도	±1K	
표시 정확도 / 절대편차	±1K / ±2K (3L water at 90 °C), ±2K / ±4K (3L Silicone oil / 50mPas/ 150°C)	
safety circuit [°C]	50 - 190 °C	109 °C
Size	(Overall) w330 x d325 x h190 mm, (Bath Inner) Ø225 x h130 mm	
USB interface	Yes	
Voltage / Frequency	200 - 240V / 50/60 Hz	
Frequency [Hz]	50/60	
Heat 출력 / Power input	1400 W / 1450 W	
호환제품	RV8,10 V, V-C, FLEX, Digital FLEX	RV3 V, V-C, FLEX