

## "DLAB" Electronic Pipette 전동식 마이크로 피펫


- 경제적인 가격의 전동식 마이크로 피펫
- 2 Type
  - dPette : Simple Electric Pipette (Pipetting, Mixing)
  - dPette+ : Multifunction Electronic Pipette (Pipetting, Mixing, Stepper and Dilution)
- High Accuracy, High Performance Stepper Motor를 장착
- Manual Pipette 사용시 실험자의 실수 및 피로를 감소시켜 줌
- Li-ion Battery & Dual Charging Mode
- 흡입 및 분주 속도 조절식 • 2 Button Handle로 모든 조작 및 설정
- Self Calibration
  - UBS를 이용 PC와 연결하여 사용자가 직접 보정 작업이 가능함
- 벽면 거치형 충전 스탠드 기본 포함
- DLAB

### dPette, Simple Electric Pipette

Cat. No.	Model	용량	Subdivision	EA Price ₩
P09-238-520	16001001	0.5 ~ 10 ul	0.01 ul	365,400
P09-238-524	16001002	5 ~ 50 ul	0.1 ul	365,400
P09-238-528	16001003	30 ~ 300 ul	1 ul	365,400
P09-238-522	16001004	100 ~ 1000 ul	5 ul	365,400

### dPette+, Multifunction Electronic Pipette

Cat. No.	Model	용량	Subdivision	EA Price ₩
P09-238-500	16201001	0.5 ~ 10 ul	0.01 ul	441,200
P09-238-504	16201002	5 ~ 50 ul	0.1 ul	441,200
P09-238-508	16201003	30 ~ 300 ul	1 ul	441,200
P09-238-512	16201004	100 ~ 1000 ul	5 ul	441,200



### 상세 규격

Cat. No	Model	용량	Subdivision	Test Volume	Accuracy Error	Precision Error
P09-238-520	16001001	0.5 ~ 10 ul	0.01 ul	10 ul / 1 ul	±0.1 ul / ±0.035 ul	0.05 ul / 0.03 ul
P09-238-500	16201001					
P09-238-524	16001002	5 ~ 50 ul	0.1 ul	50 ul / 5 ul	±0.1 ul / ±0.15 ul	0.15 ul / 0.125 ul
P09-238-504	16201002					
P09-238-528	16001003	30 ~ 300 ul	1 ul	300 ul / 30 ul	±1.8 ul / ±0.9 ul	0.6 ul / 0.21 ul
P09-238-508	16201003					
P09-238-522	16001004	100 ~ 1000 ul	5 ul	1000 ul / 100 ul	±6.0 ul / ±3.0 ul	2.0 ul / 0.6 ul
P09-238-512	16201004					

## "DLAB" Electronic Multi-Channel Micropipet 전동식 멀티 채널 마이크로 피펫

- 경제적인 가격의 전동식 마이크로 피펫
- Multifunction Electronic Pipette (Pipetting, Mixing, Stepper and Dilution)
- High Accuracy, High Performance Stepper Motor를 장착
- Manual Pipette 사용시 실험자의 실수 및 피로를 감소시켜 줌
- Li-ion Battery & Dual Charging Mode
- 흡입 및 분주 속도 조절식 • 2 Button Handle로 모든 조작 및 설정
- Self Calibration
  - UBS를 이용 PC와 연결하여 사용자가 직접 보정 작업이 가능함
- 벽면 거치형 충전 스탠드 기본 포함
- DLAB

### dPette+, Multifunction Electronic 8 - Channel Micropipet

Cat. No.	Model	용량	Increment	EA Price ₩
P09-238-700	7036202001	0.5 ~ 10 ul	0.01 ul	1,161,800
P09-238-704	7036202002	10 ~ 100 ul	0.1 ul	1,161,800
P09-238-708	7036202003	30 ~ 300 ul	1 ul	1,161,800



### 상세 규격

Cat. No	Model	용량	Increment	Test Volume	Accuracy Error	Precision Error
P09-238-700	7036202001	0.5 ~ 10 ul	0.01 ul	10 ul / 1 ul	±0.2 ul / ±0.08 ul	0.1 ul / 0.05 ul
P09-238-704	7036202002	10 ~ 100 ul	0.1 ul	100 ul / 10 ul	±0.8 ul / ±0.3 ul	0.3 ul / 0.2 ul
P09-238-708	7036202003	30 ~ 300 ul	0.1 ul	300 ul / 30 ul	±1.8 ul / ±0.9 ul	0.9 ul / 0.3 ul