

Rainin Universal Tips Refills for Hinged-lid Racks 레이닌 Universal 랙 용 리필 팩

- Rainin Universal Tip Rack에 사용 가능함
- 타사제품(Gilson®, Eppendorf®, Sartorius®, BioHit®, ThermoFisher®, Finnpiquette®, VWR®)에 사용 가능함
- 빈 랙이 포함되어 있지 않음. 별도로 구매하여 사용해야함
- Green-Pak SpaceSaver(GPS) : 공간을 적게 차지하여 보관이 용이함 (탑처럼 쌓여져 있음)
- Green-Pak(GP) : 개별 포장된 리필 팩
- ShaftGard tips: 피펫팅 작업시 Shaft 부분의 오염을 막기 위하여 가드가 있음
- Rack 수량 : 96 Tips (96 Tips/Rack)
- Rainin

Universal Green-Pak SpaceSaver(GPS)

Cat. No.	Model	Type	Old Type	용량	Sterile	PK Price ₩
P11-162-777	30389283 (ShaftGard tips)	GPS-UNV-A-10μL-/G-960/10	GPS-10G	10ul	비멸균 (Non-Sterilized)	960ea 85,200
P11-162-783	30389287	GPS-UNV-A-250μL-960/10	GPS-250	250ul		960ea 85,200
P12-162-796	30397665	GPS-UNV-A-300μL-768/8	GPS-300	300ul		768ea 85,200
P11-162-789	30389279	GPS-UNV-A-1000μL-768/8	GPS-1000	1000ul		768ea 85,200
P11-162-780	30389285 (ShaftGard tips)	GPS-UNV-A-10μL-/G/S-960/10	GPS-10GS	10ul	멸균 (Sterilized)	960ea 102,000
P11-162-786	30389289	GPS-UNV-A-250μL-/S-960/10	GPS-250S	250ul		960ea 102,000
P12-162-816	30397666	GPS-UNV-A-300μL-/S-768/8	GPS-300S	300ul		768ea 102,000
P11-162-792	30397666	GPS-UNV-A-1000μL-/S-768/8	GPS-1000S	1000ul		768ea 102,000

Universal Green-Pak SpaceSaver(GPS)-Low Retention Tips

Cat. No.	Model	Type	Old Type	용량	Sterile	PK Price ₩
P12-162-776	30389284 (ShaftGard tips)	GPS-UNV-A-10μL-/G/L-960/10	GPS-10GLR	10ul	비멸균 (Non-Sterilized)	960ea 109,400
P12-162-831	30389288	GPS-UNV-A-250μL-/L-960/10	GPS-250LR	250ul		960ea 109,400
P12-162-836	30389280	GPS-UNV-A-1000μL-/L-768/8	GPS-1000LR	1000ul		768ea 109,400
P12-162-781	30389286 (ShaftGard tips)	GPS-UNV-A-10μL-/G/L/S-960/10	GPS-10GSLR	10ul	멸균 (Sterilized)	960ea 136,400
P12-162-841	30389290	GPS-UNV-A-250μL-/L/S-960/10	GPS-250SLR	250ul		960ea 136,400
P12-162-846	30389282	GPS-UNV-A-1000μL-/L/S-768/8	GPS-1000SLR	1000ul		768ea 136,400

- 첨단 방수처리로 점성 샘플 또는 낮은 표면 장력을 가진 액체의 잔량을 최소화함

Universal Green-Pak(GP)

Cat. No.	Model	Type	Old Type	용량	Sterile	PK Price ₩
P11-162-151	30389258	GP-UNV-A-10μL-960/10	GP-10	10ul	비멸균 (Non-Sterilized)	960ea 109,400
P11-162-154	30389268	GP-UNV-A-250μL-960/10	GP-250	250ul		960ea 82,000
P11-162-157	30389259	GP-UNV-A-1000μL-768/8	GP-1000	1000ul		768ea 82,000
P11-162-160	30389265	GP-UNV-A-10μL-/S-960/10	GP-10S	10ul	멸균 (Sterilized)	960ea 120,800
P11-162-163	30389269	GP-UNV-A-250μL-/S-960/10	GP-250S	250ul		960ea 106,600
P11-162-166	30389261	GP-UNV-A-1000μL-/S-768/8	GP-1000S	1000ul		768ea 106,600
P12-162-771	30389264 (ShaftGard tips)	GP-UNV-A-10μL-/F/G-960/10	GP-10GF	10ul	멸균 필터 (Sterilized with Filter)	960ea 178,600
P11-162-169	30389263	GP-UNV-A-10μL-/F-960/10	GP-10F	10ul		960ea 178,600
P12-162-896	30389267	GP-UNV-A-20μL-/F-960/10	GP-20F	30ul		960ea 178,600
P12-162-901	30389262	GP-UNV-A-100μL-/F-960/10	GP-100F	100ul		960ea 178,600
P11-162-172	30389266	GP-UNV-A-200μL-/F-960/10	GP-200F	200ul		960ea 178,600
P11-162-175	30389260	GP-UNV-A-1000μL-/F-768/8	GP-1000F	1000ul		768ea 158,600

Universal Empty hinged-lid RT Racks

Cat. No.	Model	Type	Old Type	용량	Description	PK Price ₩
P12-162-921	30389350	GPR-UNV-A-10μL-0/10	GPR-10	10ul	Empty Racks	10ea 60,400
P12-162-521	30389354	GPR-LTS-A-10μL-0/10	GPR-L10	20ul	Empty Racks, ShaftGard™ tips 용	10ea 60,400
P12-162-526	30389353	GPR-XXX-A-250μL-0/10	GPR-250	200/250ul	Empty Racks	10ea 60,400
P12-162-531	30397667	GPR-XXX-A-300μL-0/8	GPR-300	300ul		8ea 60,400
P12-162-536	30389351	GPR-XXX-A-1000μL-0/8	GPR-1000	1000ul		8ea 60,400

- Universal Refill Tip을 사용하기 위해서 빈 랙이 꼭 필요함

