


Reagent Reservoir 피펫용 리저버

Cat. No.	Model	용량	Description	PK Price ₩	CS Price ₩
P09-59-891	703459	60 ml	Non-Sterile, with Lid	10ea 48,400	-
P09-59-895	703409		Sterile, without Lid	5ea 9,400 40pk	350,000

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- Brand GmbH



Reagent Reservoir 피펫용 리저버

Cat. No.	Model	용량	Size	PK Price ₩
P09-46-101	524090	75 ml	w140×d55×h34 mm	12ea 35,200


- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- Tarsons



Glass Pipetting Reservoir 유리 피펫팅 리저버

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
P09-215-106	71-0185-4	50 ml	w131×d40×h32 mm	174,900


- Glass 재질의 피펫팅 리저버
- 반복사용이 가능하여 유기용매와 같이 사용 가능함
- Top Depth Size : 34 mm
- Sansyo



Universal Reagent Reservoir 피펫용 리저버

Cat. No.	Model	용량	EA Price ₩	PK Price ₩
P09-46-103	T524091	50 ml	4,500	12ea 51,400

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- 양면 모두 사용 가능한 Universal Type의 리저버
- Size : w122×d111×h30 mm
- Tarsons



Reservoir for 8 & 12 Channel Micropipet 멀티 피펫용 리저버

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
P09-214-223	TR100-08	8 Channel White Reservoir, PS	12,200
P09-214-227	TR100-12	12 Channel Clear Reservoir, PETG	12,200

- 바닥 부분이 "V" 모양의 홈으로 되어져 있는 리저버 (200 ul)
- JGF (J. G. Finneran)

Model	TR100-08	TR100-12
전체 용량	56 ml	36 ml
Channel 용량	1 ~ 7 ml	1 ~ 3 ml

