

## Electronic Repetitive Pipette, Handystep® Touch 전동식 연속 분주기

Cat. No.	Model	Type	작동 모드	Volume Range	EA Price ₩
P09-59-921	705200	HandyStep® Touch	3 개	1 ul ~ 50 ml	1,554,000
P09-59-923	705210	HandyStep® Touch S	5 개		1,951,700

- 전동식 정밀형으로 연속적인 Pipetting이나 Dispensing용
- Positive Displacement Pipette 용도와 같은 점성이 있는 물질의 Pipetting용
- Touch Screen Display & Control : 쉬운 조작 및 작업 진행 사항 확인 편리
- 전동식 Automatic Tip Ejection 기능으로 작업자의 피로를 감소 (Eject Icon)
- Brand PD Tip II Size 자가 인식기능이 있어 빠르고 편리한 작업이 가능함
- 전동식으로 탁월한 정밀도와 정확도를 가짐
- 1 ul ~ 50 ml 사이에서 어느 Volume도 조절하여 사용 가능함 (다음 페이지 Volume Table 참조)
- 분주 속도의 조절이 가능하며, 모든 Setting과 작동상태가 모두 Display되어짐
- Handystep® Touch 기능
  - Multi-dispensing : Setting Volume의 반복적인 분주
  - Auto-dispensing : 첫 3회 분주속도를 자동으로 감지, 평균속도로 계속적인 분주를 진행시키는 기능
  - Pipetting : Setting Volume의 반복적인 흡입 및 분주
- Handystep® Touch S 기능 : Handystep® Touch 기능 + Sequential Dispensing, Multi-Aspiration & Titration
- 다른 많은 제조사의 Tip과도 호환하여 사용할 수 있음
- Inductive Charging Stand로 자동 충전이 이루어짐
- CE-IVD-Compliant
- 구성 : Handystep® Touch or Touch S, DE-M marking, Manual & Guide, With Serial Number, Performance Certificate, Shelf Mount Rack 5 PD-Tip 각1개(0.5, 1.25, 2.5, 5, 12.5ml), Power Adapter, NiMH Battery, with USB Type C Cable
- Brand GmBH

### Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
P09-59-925	705220	Charging Stand, w/o AC adapter	560,000
P09-59-926	705230	Support stand HandyStep® touch	191,600
P09-59-927	705250	Universal A/C Adapter	119,800
P09-59-928	705235	Shelf / Rack Mount for HandyStep® Touch	45,100
P09-59-929	705225	Spare Battery	104,900



705200



705210



705230



705220

## Repetitive Pipette, Continuous Dispenser 정밀형 연속 분주기

Cat. No.	Model	Volume Range	사용 Tip	EA Price ₩
P09-59-901	705110	2 ul ~ 5 ml	0.1 ~ 50 ml	462,000

- 정밀형으로 연속적인 Pipetting이나 Dispensing용
- 농도가 높거나 점도가 있는 액체의 분주도 가능
- 10종류의 PD-Tip과 같이 59개의 Volume을 Setting가능
- Easy Tip Mounting방식으로 Tip의 장착이 편리함
- Tip Ejection Button을 가지고 있어 사용이 안전함
- 108 g의 경량으로 사용이 편리하고, 한번 흡입으로 49회 반복 분주가 가능함
- CE-IVD-Compliant
- 구성 : Handystep® S, DE-M marking with Serial Number, Performance Certificate, Shelf/Rack Mount, Operating Manual 3 PD-Tips (0.1 ml, 1 ml, 10ml)
- Volume Table은 홈페이지 또는 다음 796 페이지 참조
- Brand GmBH

### Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
P09-59-905	705130	Shelf / Rack Mount ①	24,500
P09-59-292	704807	Bench - Top Rack ②	136,500

- Rack Mount을 Bench-Top Rack에 장착해 거치할 수 있음



CE



705130



704807