


## PTFE Sheet Plate PTFE 테프론 플레이트

Cat. No.	Model	Size (w×d)	두께	EA Price ₩
P04-140-834	LP23320	300×300 mm	2.0 mm	81,000
P04-140-840	LP23330		3.0 mm	115,700
P04-140-846	LP23340		4.0 mm	189,000
P04-140-852	LP23350		5.0 mm	96,400


- 재질 : PTFE
- 내열, 내약품, 저마찰계수, 비점착성이 우수함
- 내열 온도 : 260℃
- Tommyheco




## Fabric Cloth PTFE(Sheet) Plate 테프론 코팅 시트, 비점착식

Cat. No.	Model	Size	두께 (um)	인장강도 (N/cm)	표면저항	EA Price ₩
P04-140-014	LFF1070	1×1 m	70	130	10 <sup>14</sup>	56,900
P04-140-016	LFF1080		80	150		56,900
P04-140-056	LFF1130		130	280		45,800
P04-140-060	LFF1150		150	310		125,800
P04-140-088	LFF1250		250	440		100,800

- 재질 : Glass Fabric Cloth
- 내열성, 내화학, 내약품성, 절연파괴강도 우수함
- 사용 온도 : 260℃
- Tommyheco



- PTFE / Sheet Tape 는 1083 Page 참조



## Glass Depression Spot Plate 유리 스팟 플레이트

Cat. No.	Model	Hole Size	Size	PK Price ₩
P04-132-200	CG-8712-85	OD 22 x d7 mm	85 x 100 mm	6ea 743,900

- 재질 : Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- 오목하게 패인 부분이 있어서 토양 화학, 색 반응, 미세 화학 작용 및 현미경 관찰에 적합
- Chemglass



- Spotting Tile은 1122 Page 참조

