

## PCR Plate

### PCR 플레이트, 24-well, 48-well, 96-well & 384-well

- 재질 : PP, Autoclavable at 121°C (2bar)
- 사용되어 지고 있는 거의 모든 Thermocycler 에 알맞음 (호환성 자료는 홈페이지 참조)
- 24, 48, 96, 384 well 플레이트
- DNase-, DNA-, RNase- & Endotoxin Free
- White PCR Plate는 Real Time PCR(qPCR)에 매우 적합하도록 특화된 제품임  
- DNA 정량을 위한 형광측정방법에 적합
- Brand GmBH

### Clear PCR Plate

Cat. No.	Model	Well	용량	Skirted	Corner Cut	Package	PK Price ₩	
P04-59-601	781411	24-well	0.2 ml		-	5ea/bag	40ea	123,300
P04-59-603	781415	48-well	0.2 ml	Non-skirted	-	5ea/bag	20ea	120,500
P04-59-604	781368		0.2 ml		A12	5ea/bag	50ea	317,800
P04-59-605	781350		0.2 ml	Non, Elevated Rim	H12	5ea/bag	50ea	337,500
P04-59-607	781375	96-well	0.2 ml	Semi	A12	5ea/bag	50ea	317,800
P04-59-608	781373		0.15 ml	Semi, Raised	A1	5ea/bag	50ea	317,800
P04-59-609	781377		0.15 ml	Skirted	H1	10ea/bag	50ea	538,400
P04-59-615	781347	384	30 ul	Skirted	A24	10ea/bag	50ea	637,700

### White PCR Plate, Real time PCR(qPCR)에 적합

Cat. No.	Model	Well	용량	Skirted	Corner Cut	Package	PK Price ₩	
P04-59-621	781412	24-well	0.2 ml		-	5ea/bag	40ea	141,800
P04-59-623	781416	48-well	0.2 ml	Non-skirted	-	5ea/bag	20ea	138,300
P04-59-624	781369		0.2 ml		A12	5ea/bag	50ea	361,700
P04-59-625	781354		0.2 ml	Non, Elevated Rim	H12	5ea/bag	50ea	384,500
P04-59-626	781376	96-well	0.2 ml	Semi	A12	5ea/bag	50ea	361,700
P04-59-628	781374		0.15 ml	Semi, Raised	A1, R	5ea/bag	50ea	361,700
P04-59-630	781378		0.15 ml	Skirted	H1	10ea/bag	10ea	549,400
P04-59-629	781358	384	30 ul	Skirted	A24, H24	10ea/bag	50ea	647,000

- White multi PCR plate 경우 Real time PCR 중 형광측정 방법에 의한 DNA정량에 Clear 제품보다 높은 효율성을 보장함

### 8-strips PCR Cap for 96-well PCR Plate, Skirted

Cat. No.	Model	Type	사용 96-well Plate Model	Package	PK Price ₩	
P04-59-651	781413	Flat	781377, 781378	300 Strip	300ea	192,700
P04-59-653	781414	Domed		300 Strip	300ea	192,700

### PCR Sealing Film, Self-adhesive


Cat. No.	Model	Application	재질	PK Price ₩	
P04-59-851	781390	ELISA, PCR	Polyester	100ea	228,400
P04-59-853	781391	ELISA, Real Time PCR (qPCR)	Polyester, qPCR	100ea	330,600
P04-59-841	701367	Storage, ELISA, PCR	PP	100ea	197,000

### Accessory for PCR Plate


Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩	PK Price ₩	
P04-59-661	701381	Spatula for Sealing Film	-	2ea	11,100
P04-59-663	781419	Cap Tool, Sealing & Opening of Cover Cap	82,300		-
R01-20-811	781362	PCR Rack, Random Color	17,900	5ea	83,500
C25-59-101	781260	PCR Mini Cooler, 4°C 약 3시간 보관	99,900	2ea	186,700



24-well, non-skirted




48-well, non-skirted



96-well, non-skirted



96-well, semi-skirted



384-well, skirted